

一般医療機器：類別 歯科用切削器
一般的名称：歯周用キュレット 41660000
販売名：ミルテックス キュレット

【禁忌・禁止】

- ・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・ 器具の形態変更や改造等はないこと。
- ・ 器具を落としたり、強い衝撃を与えたりしないこと。

【形状・構造及び原理等】



作業部：ステンレススチール
ハンドル部：ステンレススチール

【品目仕様等】

ISO 13485：2003 の規準に対応

【操作方法又は使用方法等】

引きの操作を主体とし、刃先の角度は歯面に 0 から 85° の範囲で行う。押しの操作においては、歯面との角度は 0 ～25° の範囲でおこなう。また、引きの操作においては、垂直、斜め、水平方向に、各々短いストローにて行う。本品は未滅菌であるためオートクレーブ等で滅菌してから使用すること

【使用上の注意】

- ① 本品は滅菌されていない。感染を引き起こす恐れがあるので、使用前には必ずオートクレーブによる滅菌を行うこと。高温の乾燥は、変色・変質の原因となるので避けること。
- ② 本品に過度の衝撃を与えないよう注意すること。
- ③ 使用後、血液、体液、組織片等により汚染した器具は防錆洗浄剤又は、精製水を用いて速やかに除去すること。汚染物を付着したまま放置しておくと、付着物が除去しにくくなることがある。
- ④ 洗浄、消毒、滅菌の際には、塩素イオンの影響で器具が腐食することがあるので、水道水は使用しないこと。
- ⑤ 超酸化水（超酸性水）等は金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
- ⑥ 以下に記載した薬剤は金属腐食を起こし、材質を変質させる恐れがあるので使用しないこと。
- ⑦ 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、
- ⑧ 塩化ベンゼトニウム、ポピドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、消毒用エタノール、イソプロパノール、塩酸アルキルジアミノエチルグリシン
- ⑨ 腐食の原因となるので、洗浄の際は、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。
- ⑩ 洗浄、消毒、滅菌後の器具はさびやシミ等の原因になるので、十分に乾燥させてから、保管すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ① 乾燥した場所に保管すること。
- ② 錆びている器具と一緒に収納保管しないこと。
- ③ ヨードグゼリンなどの科学薬品と一緒に収納保管しないこと。
- ④ 使用有効期間は特にないが、機能の低下が目立った場合は使用を止めること。

【包装】

1 パッケージにつき 1 本包装

【文献請求先】

〒176-0013
東京都練馬区豊玉中 2-18-14
株式会社コサカ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：株式会社コサカ

住所：〒176-0013

東京都練馬区豊玉中 2-18-14

電話番号：03-3557-4111(代表)

第3種医療機器製造販売業許可 13B3X00551

外国製造業者：Integra York PA, Inc.
(アメリカ合衆国)