

パコ・フロー サクション セット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】＊

本品は、二重管構造をしたサンブタイプの手術用吸引嘴管で、内套フィルタパイプには吸引孔（チップトロール）が付いている。

形状

本品の形状は以下のとおり



構造・構成ユニット＊＊

本品は、以下より構成される。

	名称	原材料
1	外套シャフト	スチレン/アクリロニトリル(AS)樹脂
2	内套フィルタパイプ	スチレン/アクリロニトリル(AS)樹脂
3	ポリ塩化ビニル先端部（吸引チップ）	ポリ塩化ビニル
4	嘴管末端部	スチレン/アクリロニトリル(AS)樹脂
5	コネクティング・チューブ	スチレン/アクリロニトリル(AS)樹脂

作動・動作原理＊＊

本品は二重管構造をしたサンブタイプの手術用吸引嘴管で、内套フィルタパイプには吸引孔（チップトロール）が付いている。この吸引孔はポリ塩化ビニル先端部（サクシジョンチップ）から吸引されてくる肉片や骨片をトラップ（阻止）するためのものである。

【使用目的又は効果】

外科、脳外科又は整形外科、歯科等の手術又は処置等において、血液、体液、分泌液又は骨片等を吸引・排出すること。

【使用方法等】

1. 包装が開封、破損、汚損されていないことを確認する。

2. 包装を開封して取り出し、損傷等がないことを確認する。
3. 本体（吸引管は組み立て済み）に吸引チップを差し込み、本体末端部にコネクティング・チューブを接続し組み立て、緩みがない事を確認する。
4. 各種の器具類やチューブ類との径を合わせて、しっかり接続する。
5. 本体を持ち、吸引チップ先端部を適用部位に挿入し吸引を行う。

【使用上の注意】

先端部を閉塞した状態で $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ で 15 秒間、大気圧より 40kPa(300mmHg)低い吸引器に、末端部又は末端部につなげたコネクティング・チューブを接続した場合に、嘴管の機能を損なう程の変形をしてはならない。

重要な基本的注意

1. 本品は滅菌済み単回使用製品であり、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
2. 包装の破損したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
3. 包装を開封したら、速やかに使用すること。
4. 本品は、手術用吸引嘴管である。他の目的には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

有効期間

包装に使用期限を記載している。使用期限の過ぎたものは、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：コリン・ジャパン株式会社
外国製造業者名： Pacific Hospital Supply Co.,LTD.
外国製造所の国名：台湾

※添付文書は予告なしに変更することがあります。＊＊

取扱説明書を必ずご参照下さい。