

器具機械 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管  
一般医療機器 全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具 40902000

## IC パッド

### 【警告】

1. 本品は、使用目的以外には使用しないこと。  
誤った使用方法是、本品の破損等を招く恐れがある。
2. 製品の性能等について保証できないため本品の改造等はしないこと。

### 【禁忌・禁止】

1. 火気等高温になるものには近づけない。
2. EOG、オートクレープ等の滅菌はしないこと。
3. 水洗い禁止

### 【形状・構造及び原理等】



形式：IC-neck1



形式：IC-neck2



形式：IC-neck3



形式：IC-belly



形式：IC-hand



形式：IC-knee



形式：IC-back



形式：IC-chest



形式：IC-elbow

本品は以下の素材及び組成で構成されている。

- (1) 外材：ポリエステル
- (2) 充填物：EPS（発泡ポリスチレン）、水溶性化合物
- (3) バルブ：PVC（ポリ塩化ビニル）

### 【使用目的又は効果】

画像診断、画像支援下での手術、インターベンショナル法、又は放射線治療の場合に患部を適切に位置決め及び固定する。

### 【使用方法等】

- (1) 検査部位にあった固定具を選び、バルブを開放状態にし、中の空気を押し出し、バルブを閉める。
- (2) 表面を平らにし、検査部位に隙間なく装着する。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は未滅菌製品である。
- (2) 手洗い、洗濯機、脱水機、乾燥機、ドライクリーニング等は破損する恐れがあるため絶対に使用しないこと。

#### 2. 相互作用

- (1) 本品の素材に損傷を与える医薬品による治療は、本品使用後にどうか、当該医薬品が直接本品に接触することがないようにする。

#### 3. 不具合・有害事象

- (1) 不具合の概要  
本品の繰り返し使用による密封性の劣化に伴い、性能の確保ができない場合がある。（使用前に本品の外観に異常がないか確認する。）
- (2) 有害事象の概要  
消毒・滅菌されていない本品の表面が、外傷など損傷患部に接触した場合、感染症や炎症を発現する場合がある。（使用時には消毒・滅菌した清潔なカバー等を装着する。）

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

高温多湿を避け適切な場所に汚染を防止して、保管すること。

#### 2. 耐用期間

密封性の劣化に伴い、性能の確保ができなくなったら新品と交換すること。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 1. 使用者による保守点検事項

使用前に本品の外観に異常がないか確認する。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【主要文献及び文献請求先】

神戸バイオメディクス株式会社

〒653-0866 兵庫県神戸市長田区長者町 17-3

電話番号：078-647-8347

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

<製造販売業者>

神戸バイオメディクス株式会社

〒653-0866 兵庫県神戸市長田区長者町 17-3

電話番号：078-647-8347

<製造業者>

龍野コルク工業株式会社

〒679-4121 兵庫県たつの市立野町島田 321

電話番号：0791-63-1301