

機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器 頭頸部画像診断・放射線治療用患者体位固定具 40902000

スマートディフェンダー

【警告】

- ・本品に不具合等が無いことを確認すること。
- ・本品に破損等不具合が確認された場合、使用しないこと。
- ・水濡れには注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・MRI では使用しないこと。
- ・修理・改良等はしないこと。

【使用目的又は効果】

座位によるX線撮影を行う場合、車椅子等に設置し使用する。

【形状・構造及び原理】

型番：SD-STD



型番：SD-PRO



車椅子等の肘置きに設置できるよう左右1本及び2本のバーを有し、且つ背面に対し垂直に調整できる構造。
また枠内の縦軸2本の円柱状のバーに上下2本の水平バーを組み合わせることでX線撮影位置の調整ができる。

【原材料】

ステンレス及び樹脂等

【性能及び安全性に関する規格】

座位による適切なX線撮影が可能で、且つ再現性を高める。
また軽量化による重量負担の軽減及び面取りで安全性を図った。

【使用方法】

車椅子等の背もたれに垂直になるよう本品を設置し、カセットを本品のカセットホルダーに設置し、カセット位置調整ハンドルで位置決めする。

【保管方法及び有効期間】

- 1) 水濡れ、多湿を避け、常温で管理する。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
使用前には、本体に故障・破損等の不具合が無いことを確認する。
- 2) その他の注意
改造・改良等は行わない。故障の原因となる。

【保守点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の保守・点検の項で確認する。

- 1) 本器を使用中に異常を感じた場合は使用を中止し、取扱説明書等に従って点検すること。
- 2) 本器をガス滅菌や高圧蒸気滅菌等はしないこと。故障の原因となる。
- 3) 高温多湿となるような場所での保管はしないこと。故障の原因となる。

【製造販売業者】

神戸バイオメディクス株式会社
〒653-0866 兵庫県神戸市長田区長者町 17-3
TEL 078-647-8347 FAX 078-647-8947

【製造業者】

テクノライフジャパン株式会社

取扱説明書を必ずご参照下さい。