

文書管理番号：V4NP-PI-03

**2023 年 8 月（第 4 版）

*2020 年 3 月（第 3 版）

機械器具(81) 磁気治療器
管理医療機器 家庭用永久磁石磁気治療器（JMDN コード：71016000）

V×4 パワーネックレスネオプラス

【警告】

1. 心臓ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を装着している方は、使用しないでください。[誤作動を招く恐れがあります。]
2. 脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気の影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している方は、使用しないでください。[誤作動を招く恐れがあります。]

【禁忌・禁止】

1. 小児（6 歳以下）には使用しないでください。[いたずらなどでけがをすることがあります。]
2. 他の治療器との併用はしないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成
本体（磁石 4 個、紐、止め具、飾りリングより成る）
2. 本体の寸法
寸法：35～65 cm
3. 動作原理
永久磁石の磁力によって患部を治療する。
4. 外観（実製品は写真と形状、色が異なることがあります。）



【使用目的又は効果】

装着部位のこり及び血行の改善。一般家庭で使用する。こと。

【使用方法等】

1. 直接肌に触れるように首にかけてください。
2. 体質や症状によって効果は様々ではありません。2～3 日で効果があらわれない場合でも続けてご使用ください。

* 【使用上の注意】

1. 使用注意
 - ・ 次の人は、使用前に医師とご相談の上ご使用ください。
 - 1) 悪性腫瘍のある人
 - 2) 心臓に障害のある人
 - 3) 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
 - 4) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - 5) 皮膚に感染症及び/又は創傷のある人
 - 6) 安静を必要とする人
 - 7) 体温 38℃以上（有熱期）の人
 例 1) 急性炎症症状[倦怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期
例 2) 衰弱しているとき
 - 8) ねんざ、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人
- ・ 時計、磁気カード、携帯電話など、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。
- ・ 改造はしないでください。
- ・ 機器、包装箱などを破棄する場合は、地域で定める条例に従って破棄してください。

- ・ 次の場合は使用しないでください。腐食や変色の原因になります。
 - 1) 海水につかる場合
 - 2) 温泉に入浴する場合
 - 3) 入浴剤を入れた風呂へ入浴する場合
- ・ 本品を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。切れる原因になります。
- ・ 使用後は、柔らかい布でやさしく拭いてください。
- ・ 故障した場合には、勝手に修理などせず、販売元又は製造販売元に連絡してください。

2. 重要な基本的注意

- 1) 使用しても効果があらわれない場合には、医師又は専門家に相談してください。
- 2) 使用中に異常を感じられた場合は、すぐに使用を中止し、医師又は専門家に相談してください。
- 3) 児童（7 歳以上 12 歳まで）及び監督を必要とする方は、保護者の指導のもとで使用して下さい。
- 4) サウナなど高温の場所やスキー場など極寒地で使用しないでください。
- 5) ネckレス以外の用途で使用しないでください。
- 6) 頭に巻いて使用しないでください。

使用前の注意

- 1) 鋭い角、変形などが認められましたら、使用しないでください。
- 2) しばらく使用しなかった機器を使用するときには、機器表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。

使用中の注意

- 1) 機器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止してください。
- 2) 身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
- 3) 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を直ちに中止してください。
- 4) 磁気共鳴画像診断装置（MRI）の検査を受ける人は、検査前に本品を取り外してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管につきましては、直射日光を避けて、小児の手の届かない所に保管してください。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社コスミックエムイー
〒333-0848
埼玉県川口市芝下二丁目 31 番 3 号
電話：048-268-9811 FAX：048-269-0845

企画・販売：

株式会社マルタカ・パルス
〒113-0022
東京都文京区千駄木 3-43-3
ATK 千駄木ビル 5 階
TEL 03-5806-3580