



【ZD-04】

2026 年 5 月（第 1 版）

医療機器届出番号：27B1X00116000337

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 カテーテル被覆・保護材 JMDN コード：70444000
(救急絆創膏 JMDN コード：34864000)

BGEcare I.V. トランスペアレントドレッシングS

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

1. 本品の成分に対してアレルギーを有する患者には使用しないこと。[有害事象が発現するおそれがある。]
2. 適用部位に明らかな感染徴候を有する患者には本品を使用しないこと。[感染を悪化させるおそれがある。]

＜使用方法＞

1. 再使用禁止、再滅菌禁止
2. 本品を縫合糸またはその他の縫合材の代替として使用しないこと。[創部が悪化するおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

＜概要＞

本品は、カテーテル被覆・保護材として注射針またはカテーテル刺入部位に直接貼付して、その固定及び保護に用いる。また、救急絆創膏として創部の被覆及び保護、身体の創傷部位の支持等に用いる。単回使用である。

＜組成＞

アクリル系粘着剤

＜原理＞

本品は、水蒸気透過性に優れた透明フィルムにより、注射針またはカテーテル刺入部位や創部を外部からの汚染から守り、保護する。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

1. カテーテル被覆・保護材
本品は、注射針またはカテーテル刺入部位に直接貼付して、その固定及び保護に用いる。
2. 救急絆創膏
本品は、創部の被覆及び保護、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 貼付前
(1) ドレッシングの貼付部位を清潔にし、十分に乾燥させる。
2. 貼付
(1) 剥離紙を取り外し、ドレッシングはカテーテル挿入部または創部を中心に合わせる。
(2) 患者の皮膚にドレッシングを貼り付けて、しわができないように密着させる。
(3) 記録テープは、剥離紙から取り外す前にボールペンで情報を記入して、貼り付ける。
3. 除去
(1) ドレッシングを取り外す際は、皮膚と平行にゆっくりとはがす。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 貼付箇所に薬剤や液体が付着していないことを確認する。
2. 本品を複数使用する場合、重ならないようにすること。
3. 本品にカテーテル等の負荷が過度にかかる場合は、必要に応じて医療用テープ等で固定するなど補強すること。

4. 本品を引っ張って伸ばした状態で貼付しないこと。[皮膚損傷や本品の剥がれ、挿入機器の抜去が発生する可能性がある。]
5. 本品の粘着部が刺入部及び創部を十分に覆うことのできるサイズを選択する。
6. 滲出液(創部からにじみでてくる体液)が多い場合には本品を直接貼らないようにすること。[肉芽の異常形成により治癒が遅延するおそれがある。]
7. 深い創部には本品を直接貼らないこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
(1) 本品の使用中に、貼付箇所に本品が原因と推察される臨床的感染及び皮膚障害が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行なうこと。また、患者の全身状態の悪化、全身管理の不足等によっても、創に感染症状が現れることがある。感染の兆候に十分注意し、臨床的感染が認められた場合には、原則として使用を中止し、適切な治療を行なうこと。
(2) 本品使用中に発赤・浸軟・皮膚剥離・薬物によらないアレルギー反応等の皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行なうこと。
(3) 特に皮膚が脆弱である患者に対し、皮膚刺激や皮膚剥離を起こすことがある。カテーテル周辺の皮膚が損傷している部分は使用しないこと。
(4) カテーテル刺入部位及び創部の観察を十分に行い適切な交換及び処置を行なうこと。
2. 不具合・有害事象
(1) その他の有害事象
本品の使用に伴い、以下の有害事象が発生する可能性がある。
 1. カテーテル刺入部及び創部の感染症状
 2. カテーテル刺入部及び創部及び周囲の皮膚障害(そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎、発赤、浮腫、水疱、表皮剥離)
 3. カテーテル刺入部及び創部の疼痛

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意
水濡れに注意し、高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて保管すること。

＜有効期間＞

- 5 年間[自己認証(当社データ)による]
使用期限は、本品のラベルを参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

エム・シー・メディカル株式会社
大阪市中央区今橋 2-5-8 トレードピア淀屋橋
電話番号：06-6222-6606

製造元

シャンハイ アイエスオー メディカル プロダクツ
(中華人民共和国)
Shanghai ISO Medical Products Co., Ltd.