



※2020年 2月（第7版）

承認番号：22100BZX00615000

※2017年 7月（第6版 新記載要領に基づく改訂）

機械器具30 結紮器及び縫合器
管理医療機器 単回使用縫合糸パサ 37839002
ブリッツ スーチャーレトリバー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 併用医療機器

- ・弊社が指定した製品以外との併用はしないこと【相互作用の項参照】

2. 禁止

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止【開封した場合、未使用でも再滅菌使用不可】

【形状・構造及び原理等】

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については包装表示ラベル又は本体の記載を確認すること。

製品名	製品外観
ブリッツ スーチャー レトリバー	

原材料

ハンドル:ABS樹脂 チューブ:ステンレス鋼

ワイヤー:ニッケルチタン合金

原理等

- ・先端のワイヤーループに縫合糸を通すことにより、軟部組織の修復が容易となる。

【使用目的又は効果】

使用目的

- ・内視鏡視下での軟部組織の修復に用いる。

※【使用方法等】

使用方法

1. 本品の先端部で軟部組織を貫通させる。
2. 先端のワイヤーループにクローセフックを用いて、縫合糸を通す。
3. ワイヤーループを広げたまま、本品を引き戻すと縫合糸は、軟部組織を貫通する。同様の操作で組織を貫通した2本の縫合糸をノットブッシャーで、内視鏡視下に縫合する。

※【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

滅菌

- ・滅菌包装を開封した製品は、再使用しないこと。
- ・再滅菌しないこと。
- ・使用後は医療廃棄物として処理すること。

2. 相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

- ・弊社が指定した製品以外との併用はしないこと【専用品でないと設計・開発方針が異なるため、適合しないおそれがある】。

3. 不具合・有害事象

その他の不具合・有害事象

以下の有害事象が発現する可能性がある。

- ・組織、靱帯、腱、神経、血管、骨等の損傷
- ・感染症
- ・金属アレルギー

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

- ・高温、多湿、直射日光を避け、冷暗所にて保管すること。

有効期間・使用の期限

- ・外箱に記載した表示を参照【自己認証による】。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:コンメッド・ジャパン株式会社

製造業者: Linvatec Corporation d/b/a ConMed Linvatec、
米国

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。