

D-リングリストブレース

* 【警告】

1. 適用対象

以下の症状を示す人、又は診断を受けた方への使用及び使用後は、適切な処置を行うこと。[感染や症状が悪化する恐れがあります]

① 感染症、伝染性皮膚疾患のある場合、出血のある場合

* 【禁忌・禁止】

1. 適用対象

以下の症状を示す人、又は診断を受けた方への使用はしないこと。[症状や患部が悪化する恐れがあります]

- ① 活動性皮膚疾患、圧迫を加えて悪化する疾患。
- ② 骨折、重度の捻挫
- ③ その他医師が不適当と判断した人

2. 使用方法

開放された創傷部、固まっていない創傷部へは直接装着しないこと。[患部が悪化する恐れがあります]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- * 1) 医師や指導者の指示に従い行い、患者に対して装着方法や諸注意の説明は必ず行ってください。
- 2) 患部の血行等を妨げたりしないように注意ください。
- 3) 使用中に違和感がある場合は、直ちに使用を中止し、医師の指示に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

使用後は、清潔さを保ち、衛生的に保管ください。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 破損等がないか点検して下さい。
- * 2) 汚れた場合は、面ファスナーを留め、ぬるま湯と石けんで手洗いして、良くすすぎます。強く絞ったりしないで、自然乾燥させてください。洗濯機を使用する場合は、ネットに入れてから行ってください。

【形状、構造及び原理等】

1. 構成

- ・ブレース本体
- ・角度調整用アルミ板

** 2. 本体寸法

S サイズ (手首周径：14.6～16.5cm)

M サイズ (手首周径：17.1～19.1cm)

* 3. 材質

コットン (内芯にアルミニウム)

4. 動作原理

付属のアルミ板により、適正な手関節の角度を保持する。

【使用目的】

手関節の保持固定

【使用方法等】

装着手順

- ① 医師の指示に従い、手関節の背屈角度を決める
- ② 付属のアルミ板を背屈角度に合わせる。
- ③ ブレース本体にアルミ板を挿入する。
- ④ ブレースを装着し、ベルクロにて固定する。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者：酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町 358-6

問合せ先：047-498-1220

** 外国製造業者：Performance Health Supply, LLC (アメリカ)

Performance Health (イギリス)