

器 12 理学診療用器具
一般医療機器 冷却パック JMDN コード：37240020
ドクターアクティブ コールドパッド

【禁忌・禁止】

- ・血液、体液等が付着する箇所に使用しないこと。感染症を併発する恐れがあります。
- ・長時間同じ箇所に使用しないこと。凍傷の恐れがあります。
- ・ゲルパックを加熱しないこと。火傷の恐れがあります。

【形状、構造及び原理等】

1. 構造

1) 膝用



- ① ゲルパック
② サポーター
③ チューブ付ポンプ

2) 足首用



- ① ゲルパック
② サポーター
③ チューブ付ポンプ

3) 肩用



- ① ゲルパック
② サポーター
③ ストラップ
④ チューブ付ポンプ

4) 手首用



- ① ゲルパック
② サポーター
③ チューブ付ポンプ

5) 膝用ヒンジ付



- ① ゲルパック
② サポーター
③ ヒンジ
④ チューブ付ポンプ

2. 体に接触する部位の原材料

名称	原材料
ゲルパック	プロピレン
サポーター	ポリエステル、ナイロン、綿
ストラップ	ポリエステル

3. 原理

冷却された冷却媒体の入ったパックを押し当て、消炎鎮痛を行う。

【使用目的、効能又は効果】

消炎鎮痛処置を行うパックである。冷却媒体の入ったパックを冷却し、押し当てるものである。

【操作方法又は使用方法等】

代表的な使用方法

- ① 冷却されたゲルパックをサポーターに取り付ける。適切な位置にサポーターを当て、サポーターのテープで固定する。
- ② バルブが ON の位置にあることを確かめてポンプを取り付ける。
- ③ 必要な膨張レベルに達したらバルブを OFF にしてポンプを外す。

【使用上の注意】

- 1) 血液、体液等が付着する箇所に使用しないでください。
- 2) 長時間の使用による患部の凍傷に注意してください。
- 3) ゲルパックは冷却専用のため、加熱しないでください。
- 4) 破損の恐れがあるため、ゲルパックには無理な力を加えないでください。
- 5) 製品の破損が見られた際は、ただちに使用を中止してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管方法

次回の使用に支障がないように、清潔に清掃して保管してください。汚れがひどい場合は中性洗剤で手洗いしてください。

【包装】

1 セット

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町 358-6

問い合わせ先：047-498-1220

外国製造業者：Kinetec, S. A. S

キネティック（フランス）