

添付文書
器 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用印象材混こう器 JMDN : 38790000

* T o r n a d e D . D （トルネードD. D）

【禁忌・禁止】
損傷、変形、劣化品は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

** [形状・構造]

本品（トルネードDD）は、使用前にチェアサイドですぐに印象材を混ぜ合わせるために使われる電動式器具であり、本体と付属品から構成される。



- ・本体×1（W205×D245×H285mm 17.5kg）
- ・付属品（電源ケーブル×1、ミキシングカップ×4、スパチュラ×1、ミキシングスティック×1、水ボトル×1、計量カップ×1、ホルダーカップ×1、輸送用ボルト×2）

【電気的定格及び性能】

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	50Hz/350VA 60Hz/400VA
回転方式	自転+公転方式
設定時間	1秒～99秒（自由設定可）
練和容量	20～100g

** [原理]

使用前にチェアサイドですぐに印象材を混ぜ合わせるために使われる電動式器具をいう。

【使用目的又は効果】

使用前にチェアサイドですぐに印象材を混ぜ合わせるために使われる電動式器具を言う。

** 【使用方法等】

- ①はじめて使用する際は、本体底面にある輸送用ボルトを外す。（輸送時にモーターの固定をするために必要なので、必ず保管すること。）
- ②電源コードを接続し、本体背面の主電源をONにする。
- ③コントロールパネルのPOWERボタンを押し、MODE/SETボタンを押し、1～3の練和時間を選択する。（水温により練和時間は変わるので、印象材メーカーの説明書に従うこと。標準練和時間12秒）
- ④ミキシングカップに水、アルジネート印象材の順に入れ、ふたをする。（時計回りで蓋が確実にしまっていることを確認する。）

- ⑤本体のふたを開け、ミキシングカップをホルダーにセットする。
- ⑥本体のふたを閉じ、START/STOPボタンを押し、練和を開始する。
- ⑦練和終了のアラームがなったらミキシングカップを取り出し、ヘラで攪拌済みの印象材を取り出す。
- ⑧使用後、本体背面の主電源をOFFにする。」

【使用上の注意】

- ・損傷、変形、劣化の認められるものは使用しないこと。
- ・歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。
- ・本器を改造しないこと。
- ・本器を落下、転倒させないこと。
- **・規定量の範囲内で使用すること。
- **・湿気の多いところ、水がかかる恐れのある場所、換気の良くない場所での設置をしないこと。
- **・水平な場所に設置をすること。
- **・本体内部に粉末が入らないように注意すること。
- **・アルコールなどを含む薬品類は使用しないこと。
- **・輸送時は、輸送用ボルトでモーターを固定すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・直射日光や高温、多湿な場所をさけて保管すること。
- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・機器の安定を常に確保すること。
- ・移動させるときは、衝撃が加わらないよう注意すること。
- ・歯科医療従事者以外の人が触れないよう、適切な場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
- ・移動させるときは、衝撃が加わらないように注意すること。

【保守・点検に関わる事項】

- ・機器及び部品は必ず定期点検を行なうこと。
- ・しばらく使用していなかった機器を再使用するときには、必ず使用前に機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
- **・清掃は、水拭きの他、中性洗剤を使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島1丁目117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	Dental-TAIWAN CO., LTD
国名	台湾

詳細は、取扱説明書を参照のこと。