

添付文書
器 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄針 JMDN : 70459000

再使用禁止。

キャナルクリーン（E. O）

【禁忌・禁止】

- ・破損品使用禁止
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕（**）

本品は、プロテクター、針管、針基で構成される。尖端部分はラウンド形状であり、ルアーロック式のシリンジに使用される。



	色	針管外径×長さ
31G	ホワイト	0.27mm×25mm
30G	イエロー	0.30mm×25mm
28G	グリーン	0.36mm×25mm

〔原理〕

刃先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに用いる。

〔原材料〕

SUS304、エポキシ樹脂

〔包装〕

1箱（25本入）

【使用目的又は効果】（**）

刃先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄等に用いる。

【使用方法等】（*）

- ①必要に応じて、予め手袋を着用する。
- ②本品を包装から取り出し、キャップをしたままシリンジ等に接続する。

③キャップを取り外す。

④口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄等に用いる。

【使用上の注意】

- ・針に直接触れないこと。
- ・予め接続部が緩んでいないかを確認すること。
- ・接液部を汚染させないこと。
- ・本品を折り曲げて使用する際は、根元から折り曲げないこと。
- ・繰り返し折り曲げることは避けること。
- ・強圧洗浄は避けること。
- ・針管部に過剰な負荷をかけないこと。
- ・包装が破損、汚染している場合や、製品に破損等の異常が見られる場合は使用しないこと。
- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全は方法で処分すること。

【保管方法及び有効期限等】（*）

〔保管方法〕（*）

- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避ける。
- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

〔有効期間〕

使用期限は外装に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】（*）

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区高島1丁目117-1
TEL 052-805-1181
外国製造業者 インターデンタル アール アント デイ
センター カンパニー リミテッド
INTER-Dental R&D CENTER
Co., Ltd
韓国

国名