

添付文書
歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科研削用ストリップ 35702000

クリーン カutting ストリップス

【禁忌・禁止】

- ・破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。
- ・歯科従事者以外は使用しないこと。
- ・本来の目的以外には使用しないこと。
- ・注意事項を厳守の上、使用のこと。
- ・器具の改造は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】（**）

本品（CC ストリップス）は、SAW タイプを除き、両面にダイヤモンド粒子が付いている。



種類	寸法	厚さ	粒子径
SAW	15 × 4mm	0.05mm	無・ノギリタイプ
8 μm	15 × 4mm	0.08mm	8 μm
15 μm	15 × 4mm	0.1mm	15 μm
25 μm	15 × 4mm	0.15mm	25 μm
40 μm	15 × 4mm	0.2mm	40 μm
60 μm	15 × 4mm	0.3mm	60 μm
90 μm	15 × 4mm	0.4mm	90 μm

原材料：ステンレス ダイヤモンド



ハンドル（別売：片面ストレート、片面アングル）
全長：110mm 材料：ステンレス



【原理】

研削粒子が片面又は両面にコーティングされた歯科用ストリップをいう。歯牙又は修復物表面の修正に用いる。

【使用目的又は効果】

研削粒子が片面又は両面にコーティングされた歯科用ストリップをいう。歯牙又は修復物表面の修正に用いる。

【使用方法等】（*）

- ①本品を滅菌する。
- ②通法により種類を選ぶ。
（再使用する場合は、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、滅菌を行い、使用する。）
滅菌方法（オートクレーブ 133℃ 乾燥工程不可）
- ③本品を、専用のハンドル（別売）もしくは、専用のコントラに接続する。
- ④本品装着したハンドルの把持部を持ち、歯間部に挿入し、推定方向に往復させ、研削する。

【使用上の注意】

- ・無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・本来の目的以外は使用しないこと。
- ・再使用する場合は、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、滅菌を行い、使用すること。
（オートクレーブ滅菌 133℃ 乾燥工程不可）

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・高温・多湿を避け、直射日光のあたらない清潔な場所に保管すること。
- ・保管中、損傷しないように注意すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【有効期間】

- ・特に定めはないが、異常が見られる場合は使用を避けること。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前にヒビ、割れ、欠け、腐食などの器具の異常がないか目視で確認すること。
- ・異常をみとめた場合又は使用中に異常を感じた場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住 所 名古屋市天白区高島一丁目 117-1
電 話 番 号 052-805-1181
外国製造業者 インターデンタル アルアンドディー センター カ
パニー リミテッド
INTER-Dental R&D CENTER CO.,
Ltd
国 名 韓国