

添付文書
歯 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科技工用光学印象採得補助材料 JMDN：70892000

クリアスキャン

【禁忌・禁止】

- ・ 歯科従事者以外は使用しないこと。
- ・ 本来の目的以外には使用しないこと。
- ・ 注意事項を厳守の上、使用のこと。
- ・ 人体に向けて使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

本材は、白色粉末で、スプレー缶（内容量 200ml）に入っている。



成分：
二酸化チタン、その他

〔原理〕

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットの光学印象採得時に、乱反射等を防止するために用いる材料をいう。模型から印象採得するものに限る。

【使用目的又は効果】

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットの光学印象採得時に、乱反射等を防止するために用いる。（模型から印象採得するものに限る。）

【使用方法等】

- ①使用前にスプレー缶を適度に振り、中のスキャニングパウダーを攪拌する。
- ②噴射口を確認し、対象物から 10～20cm 程の距離からスプレーをする。
- ③通法に従い、光学印象採得を行う。

【使用上の注意】

- ・ 炎や下記の近くで使用しないこと。
- ・ 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ・ 高温にすると破裂の危険があるので、直射日光の当たる場所や火気等の近くなど 40℃以上になる場所におかないこと。
- ・ 本来の目的以外には使用しないこと。
- ・ 火の中に入れないこと。

- ・ 使い切って捨てること。
- ・ 水周りや湿気の多いところに置かないこと。（缶が錆びて中身がこぼれたり、破裂のおそれあり）
- ・ 万一飲み込んだ場合には、直ちに医師の診断を受けること。
- ・ 誤って目に入った場合は、水で洗浄し、異常がある場合は医師の診断を受けること。
- ・ 皮膚についた場合は、せっけん水で十分に洗浄すること。
- ・ 使用中に気分が悪くなったときは、空気の清浄なところで安静にし、必要に応じ、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 高温・多湿を避け、直射日光のあたらない清潔な場所に保管すること。
- ・ 保管中、損傷しないように注意すること。
- ・ 小児の手の届かないところに保管すること。

〔有効期間〕

- ・ 特に定めはないが、異常が見られる場合は使用を控えること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住 所 名古屋市天白区高島一丁目 117-1
電 話 番 号 052-805-1181
外国製造業者 インターデンタル アールアンドディー センター
カンパニー リミテッド
INTER-Dental R&D CENTER
CO., Ltd
国 名 韓国