

添付文書
機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科矯正用プライヤー JMDN：33209000

OA プライヤー

【禁忌・禁止】

- ・ステンレススチール対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある医療関係者及び患者には使用しないこと。
- ・本品の改造は行わないこと。

【形状、構造及び原理等】

【原材料】

ステンレススチール

【形状、構造】

本品は、形状、構造の違いにより 5 種ある。

- ・リテンションフォーミングプライヤーWBT-166
トルクやローテーションのコントロールの調整時に、クリアアライナー（CA）上の矯正力を与えたい部位に凹みをつける。



突起の幅：Φ 1 mm

- ・縦ノッチフォーミングプライヤーWBT-174

頬側・舌側の近心・遠心のラインに沿って垂直方向にアクチベーション（くぼみ）を入れることにより、ローテーションコントロールを促進する。



くぼみ：縦 4×横 2mm

- ・横ノッチフォーミングプライヤーWBT-175

頬側・舌側の辺縁に水平的なアクチベーション（くぼみ）を入れることにより、ルートトルクを促進する。



くぼみ：縦 2×横 4mm

- ・ティアドロップドロップフォーミングプライヤーWBT-176

アライナーの辺縁にパンチすることで、エラスティックをかける際に使用する涙滴型のホールを開けることができる。このホールがあることで、患者さん自身でエラスティックを交換することが容易になる。



穴：AΦ2→BΦ1mm

- ・ハーフホールフォーミングプライヤーWBT-177

リングボタンやブラケットなどを併用する際、その接着位置を確保するために、アライナーの辺縁部に半月型のくりぬきを作ることができる。また、装着時の軟組織にあたる部分のトリミングにも使用できる。



穴径：Φ6mm

【使用目的又は効果】

用途に応じて様々な形状の先端部をもつ小型のペンチで、小物を保持したり、金属片又はワイヤを屈曲又は切断するために用いるものをいう。

【使用方法等】

1. 使用する前に本品が滅菌済みである事を確認する。
2. 各種先端部の形状により、アライナーを変形させたり、アライナーに切り抜きを作成し、他のアタッチメントとの連携に利用する。

【使用上の注意】

- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- ・本品に、破損・変形・劣化がみられる場合は、使用しないこと。
- ・変形や切抜きの精度が低下した際は、交換の目安とすること。
- ・本品の改造は行わないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・超酸化水（超酸性水）等、腐食性洗浄剤は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
- ・次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は金属を腐食させることがあるので注意すること。
- ・使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、速やかに除去すること。
- ・洗浄は中性洗剤もしくは溶液を用いて柔らかいブラシをかけ、本品の表面および接合部を十分に洗浄すること。
- ・洗剤の残留が無いように十分にすすぐこと。
- ・133℃で10分のオートクレーブ滅菌を行こと。
- ・オートクレーブでの乾燥工程は134℃以下を厳守すること。（変質・変形・変色の原因になるため）
- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管し、錆を防ぐこと。

【保管方法及び有効期間等】**[保管方法]**

- ・洗浄をした後、腐食を防ぐために必ず乾燥後、乾いた清潔な場所に常温で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

[有効期間]

- ・劣化がみられる場合は、使用を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社ビーエスエーサクライ
住所	愛知県名古屋市天白区高島 1-117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	World Bio Tech Co.,Ltd
	ワールド バイオテック カンパニー リミテッド
国名	大韓民国