

添付文書
歯 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科印象採得用器材

JMDN：70887000

トレーバンド

【禁忌・禁止】

付加型シリコーン印象材とトレーを接着させる以外に使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

付加型シリコーン印象材とトレーを接着させる青色の粘性のある液体（10ml）。

〔原材料〕

酢酸エチル、キシレン、その他

〔原理〕

印象採得に使用する器具及び材料をいい、トレーを除く。

【性能及び安全性に関する規格】

・容器が破損、変形しているものは使用しないこと。

【使用目的又は効果】

印象採得に使用する器具及び材料をいい、トレーを除く。

【使用方法等】

- ①印象採得用のトレー（金属製・プラスチック製・レジン系）を用意する。
- ②本材を、容器キャップについているブラシを使用し、トレーに薄く塗布する。
- ③室温で完全に乾燥させる。約 5 分。
- ④手で軽く触ってみて指に粘りが残らないことを確認してから、付加型シリコーン印象材をトレーに盛る。
- ⑤印象を採得する。
トレーから、付加型シリコーン印象材を外す。
- ⑥トレーに残った本材をアルコール綿球などで除去する。

【使用上の注意】

- ・アルギン酸塩印象材には使用できません。
- ・付加型シリコーン印象材以外には使用しないこと。
- ・厚く塗りすぎないこと。（接着力低下のおそれ）
- ・使用後は容器のふたをしっかりと閉めること。

- ・可燃性のため、火気の近くで使用しないこと。
- ・可燃性のため、火気の近くに置かないこと。
- ・使用時は適切に換気を行うこと。

〔重要な基本的注意〕

- ・本材に含まれる材料に対して、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- ・本材の使用により、発疹等の過敏症状が現れた患者には、医師の診断を受けさせること。
- ・目に入らないように注意すること。目に入った場合は、多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ・誤飲しないように注意すること。誤飲した場合は、大量の水を摂取し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・保管温度（15～25℃）で保管すること。
- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温・湿気の多い場所は避けること。
- ・可燃性のため、火気のそばに保管しないこと。
保管する場所には、消火装置を備えること。
- ・可燃性のため、1 つの場所に大量に保管しないこと。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
- ・通気性のよい、冷暗所で保管すること。
- ・揮発性のため、容器は、使用後すぐに密栓すること。

〔有効期間〕

- ・包装に記載。製造後未開封の状態で 3 年。開封後は、1 カ月ほどで使い切ってください。

〔自己認証（製造元データによる。）〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	（株）ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島 1-117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	上海ラビット有限公司
国名	中国