

添付文書
医療用品 4 整形用品
一般医療機器 綿状パッド JMDN：32572000

再使用禁止

スポンジール

【禁忌・禁止】

- *・本品は、ガンマ線滅菌済みのディスポーザブル品のため、再使用禁止。（感染、汚染の恐れ）
- *・本品は、再滅菌禁止。
- ・本品の原材料に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。（アレルギー症状の恐れ）

【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、キトサンを含ませたパッドである。



寸法：20mm×50mm×（厚さ）10mm

〔原材料〕

キトサン

〔原理〕

神経組織の保護、液の吸収、または止血のために手術中に用いるコットンまたは合成繊維等のパッドをいう。

【使用目的又は効果】

本製品は神経組織の保護、液の吸収、または止血のために用いる。

【使用方法等】

1. 医師又は医療従事者は、清潔な手袋を装着する。
2. 手袋及び器具（ピンセット等）が乾燥していることを確認する。
（濡れていると本品が粘着する恐れがあるため。）
3. 本品を適切な大きさに切り取る。
4. 本品をピンセット等で扱い、患部に静かにあてがう。（破損のおそれがあるため、本品を挟みすぎない。）
5. 本品が液体を吸収し、ゲル状になるまで患部に保持する。
6. 数分後、医師の判断に基づき、本品を除去する。
7. うがいをし、患部から完全に本品を除去する。

【使用上の注意】

- ・本品使用中に過敏症状がみられた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・本品はディスポーザブルであるため、再使用をしないこと。
- ・本品は外用であるため、体内には使用しないこと。
- ・本品を患者が誤飲しないよう注意すること。
- ・包装の破損又は汚損、水濡れがみられる場合は使用しないこと。
- ・【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は、組織に吸収されないため、縫合などによる完全閉鎖創への包理は行わないこと。
- ・使用後の本品は、感染対策に十分に留意し、適切に処分すること。
- **・本品を使用時は、銀色のアルミ袋を使用直前に開封し、開封後は速やかに使用すること。
- **・銀色のアルミ袋を開封し、ブリスターパックを未開封の状態で保管しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- **・高温、低温、多湿、直射日光、蛍光灯、紫外線、水濡れを避けて、清潔な場所に 1～30℃ で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
- ・歯科医療有資格者以外が触れないよう、適切に保管、管理をすること。

*〔有効期間〕

包装に記載されている。〔自己認証（当社データ）による。〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社ビーエスエーサクライ
住所	愛知県名古屋市中天白区高島 1-117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	INTER-DENTAL R&D CENTER CO., Ltd インターデンタル アルアソシエーツ カンパニー リミテッド
国名	大韓民国