

添付文書
歯科材料 03 義歯床材料
管理医療機器 歯科汎用アクリル系レジン JMDN : 70916010

ウルティマ

【禁忌・禁止】

・本品又はメタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】(*)



① パウダー (45 g)

② リキッド (100ml)

性状	成分
粉	PMMA、PMEA、BPO、着色材、その他
液	MMA、N,N-ジメチル-p-トルイジン、その他

粉色 : B1、A2、A3、C5

【原理】

本材は常温重合レジンであり、粉液を混合することで化学反応を起こし、重合硬化する。

【包装】

スタンダードキット : パウダー 各色 (45 g) ×1 本ずつ
リキッド (100ml) ×1 本
シリコンカップ ×1 スポイド ×1

【使用目的又は効果】

暫間インレー、クラウン、ブリッジ、個歯トレー等の作製、
義歯床の修理等に用いること。

【使用方法等】

(本材と併用する材料)

歯科用硬質石膏、石こう分離材、歯科複模型用ゴム質弾性印
象材料

- ① 付属のシリコンカップに粉 : 液 = 2 : 1 の割合で 混合する。
② 練和から効果までの目安時間は以下の通り。(*)

■練和から硬化までの目安時間



- ③ レジンの硬化後、通法に従い、研削・研磨仕上げを行う。
※ 室温が高いと硬化が速くなり、低いと硬化が遅くなる。

【使用上の注意】

- ・ 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれなどの過敏症状が現れた患者様には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- ・ 本材の液又は液と粉の混和物は皮膚に付着させないように注意すること。皮膚に付着した場合には、すぐにアルコール綿等で拭いた後、流水で洗浄すること。
- ・ 目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- ・ 本材は可燃性であるため、必ず火気を避けて使用すること。
- ・ 他の商品と混ぜて使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
- ・ 本品は、高温、多湿、直射日光、火気を避けて冷暗所で保管すること。
 - ・ 本品は歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
2. 有効期間 (*)
- ・ パウダー : 3年、リキッド : 3年
- 【記載の有効期間は自己認証(当社データ)による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 (株) ビーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区高島一丁目 117-1
TEL 052-805-1181
エポブライ社
EVOPLY
国名 韓国