

機械器具12 理学診療用器具
管理医療機器 頭部用経皮末梢神経電気刺激装置 60682002

「レリビオン」の付属品 電極パッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

- ・ 電極パッド



【使用目的又は効果】

本品は、頭部へ経皮的に電気神経刺激を与えることによって、片頭痛(前兆期症状の有無を問わない)発作時の急性期治療において疼痛緩和の目的で使用される。

【使用方法等】

- ①前頭部の電極パッド(4つ)及び後頭部の電極パッド(2つ)を Relivion デバイス(ヘッドセット)にセットして使用する。
- ②水道水を充填したスプレーボトルのノズルを電極パッドに当て、電極パッドを浸潤させる。各電極パッドが十分に湿っていることを確認する。
- ③Relivion デバイスを正しく装着する。
- ④後頭部電極カバーを押し、頭皮を湿らせ、Relivion デバイスの強度調整ボタン(+)を押して治療を開始する。
- ⑤治療終了後は、Relivion デバイスから電極パッドを外し、廃棄する(電極パッドは単回使用である)。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・ 本品は、小児の手の届かないところに保管すること。
- ・ レリビオンには本品以外の電極パッドは使用しないこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

沢井製薬株式会社

〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目2-30

海外製造業者

Neuro Relief Ltd.(ニューロリーフ社)

製造国：イスラエル

取扱説明書を必ずご参照ください。

D01 A230201