

機械器具58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具（JMDN:70722000）

MISスキャニングアバットメント

【禁忌・禁止】

- ＜併用医療機器＞
- ・当社が指定する製品以外には使用しないこと。（[相互作用]の項参照）
- ＜使用方法＞
- ・ナロープラットフォーム（NP）、スタンダードプラットフォーム（SP）及びワイドプラットフォーム（WP）の混同に注意すること。
 - ・本品は口腔内でアバットメントとして使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【構成】

- (1) スキャニングアバットメント



スキャニングアバットメント



補綴スクリュー

品番	サイズ
MN-SP001	NP
MD-SP001	SP
MW-SP001	WP

【原材料】

PEEK 樹脂: スキャニングアバットメント
チタン合金 (Ti-6Al-4V): 補綴スクリュー

【使用目的又は効果】

本品は、CAD/CAM による歯科インプラント用の補綴物製作において、作業模型上のインプラントアナログに締結して形状をスキャナーで読み取り、補綴物をデジタル設計するための支台模型として使用する。

【使用方法等】

- (1) スキャニングアバットメントを、ヘックスドライバーを使用して補綴スクリューで作業模型内のインプラントアナログに固定する。
- (2) スキャニングアバットメントを固定した模型をスキャナーで読み取り、デジタルデータを取得する。
- (3) 取得したデジタルデータを基に、支台歯及び補綴物の設計を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・本品は MIS インプラント SEVEN 以外には使用しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ・本品の使用前に、組合わせて使用する製品と適切な嵌合状態を保つことの確認を行うこと。
 - ・使用前・使用後に損傷、キズ等の異常がないかを確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) [相互作用] (他の医療機器との併用に関すること)
[併用禁忌・禁止] (併用しないこと)

医療機器の名称	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本品は、当社が指定する製品と組み合わせて使用するように設計されています。指定以外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず想定外の不具合が起こる可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
デンツプライシロナ株式会社
製造業者
MIS Implants Technologies Ltd. (イスラエル)

*[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス
電話番号 0120-667-467