

機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用X線管

一般医療機器 歯科用X線ビームアラインメント装置 31828000

XCP フィルムホルダー

再使用禁止 (ディスポーザブルパイトブロックのみ)

【禁忌・禁止】

再使用禁止 (ディスポーザブルパイトブロックのみ)

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

(1) ディスポーザブルパイトブロックは、再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 アメリカ
製造業者 デンツプライ プロフェッショナル社
DENTSPLY Professional

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

電話番号 0120-789-123

【形状・構造及び原理等】

種類及び形状: 以下のとおり。

種 類		形 状
アーム	前歯用、臼歯用 パイトウィング用	X線フィルム に対し、X線管 の位置あわせ をするための ガイド
リング	前歯用、臼歯用 パイトウィング用、 エンド用	
XCP パイトブロック	前歯用、臼歯用	X線フィルム を保持するた めのホルダー
BAI パイトブロック	前歯用、臼歯用	
パイトウィング	#0/1H、#1V、 #2H、#2V、#3H	
ディスポーザブル パイトブロック	XCP 用、 XCP/BAI 用	

カラーコード:

主な適用部位	カラーコード
前歯部用	青色
臼歯部用	黄色
パイトウィング用 (BAI)	赤色 (BAI 用パイトブロックのみ白色)

材質: (アーム) ステンレス鋼
(ディスポーザブルパイトブロック) 発泡スチレン
(その他) ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

歯科用X線フィルムを保持・配置するために使用する器具である。
また、X線撮影の際に配置されたX線フィルムに対しX線管を適切
に位置合わせするためのガイドとしても用いる。

【使用方法等】

1. リングを取り付けたアームに、各種パイトブロック又はパイトウ
ィングを装着する。この時、リング中央にX線フィルムが配置さ
れるように組み立てること。
2. パイトブロック又はパイトウィングにX線フィルムを挟む。
3. 撮影部位に合わせアームにリングをセットし、X線フィルムを装
着したパイトブロック又はパイトウィングを取り付ける。
4. 口腔内の撮影部位に本品を適用し、リングを照準としてX線管を
適切な位置に合わせ、撮影を行う。また必要に応じ、コットンロ
ールを併用する。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- (1) 本品は必ず滅菌済みのものを使用すること (ディスポーザブル
パイトブロックを除く)。
- (2) 口腔内で使用される部分が患者の口腔粘膜等を圧迫しないよ
う、十分配慮すること。
- (3) 使用後の本品は、分解して洗浄した後、132℃を超えない範囲
で高圧蒸気滅菌を行うこと (ディスポーザブルパイトブロッ
クを除く)。