

機械器具 66 歯科用練成器

一般医療機器 歯科用練成器具 70682000

## アクアジルウルトラ digit ミキシングチップ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

本品は再使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

形状：以下のとおり。



材質：プラスチック

### 【使用目的又は効果】

歯科用印象材料を混和する器具である。

### 【使用方法等】

1. アクアジルウルトラ digit（歯科用印象材料、別売）のカートリッジのキャップを取り外し、本品を装着する。
2. アクアジルウルトラ digit シリンジディスペンサー（別売）に本品を装着したカートリッジを装着し、プランジャーを押すと混和された印象材が本品より押し出される。また、必要に応じて本品先端にアクアジルウルトラ digit 口腔内注入用チップ（別売）を装着し、口腔内での注入にも用いる。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

使用前に、本品がカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。

### 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 本品は 1 回の混和操作ごとに使用し、再使用しないこと。
2. 本品に破損、変形等の異常があった場合には使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社

製造国 アメリカ合衆国

製造業者 デンツプライ コーク社

DENTSPLY Caulk

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

電話番号 0120-789-123