

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科印象採得用器材 70887000

アクアジルウルトラ B4

【禁忌・禁止】

本材及び類似成分に対し過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状 : 橙色液体

成分 : ポリエチレングリコール、エチルアルコール、水、色素

【使用目的又は効果】

印象採得に使用する材料であり、印象採得部位の歯面と印象材のぬれを良くするために用いる。

【使用方法等】

1. ダッペンディッシュに本材を 2、3 滴採り、アプリケーションチップ等を用いて歯面に塗布する。
2. 塗布された本材が均一な膜となるよう、弱いエアを歯面に吹きかける。この時、洗い流したり乾燥させたりしないこと。
3. 歯肉圧排を行った際には、圧排糸を外して通法により止血をするが、止血に薬剤などを使用した場合には、洗い流して再度本材を塗布する。
4. 付加型シリコーン印象材（アクアジル ウルトラ等）を使用し、通法に従って印象採得を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 歯髄に直接塗布しないこと。
2. 印象に圧排糸を併用する場合にはプライヤー等を用いて操作を行い、ラテックスグローブ等が直接圧排糸や歯面にふれないよう注意すること。

【使用上の注意】

1. 使用上の注意（次の患者には慎重に適用すること）
過敏体質の患者では、接触性のアレルギー性皮膚炎や発疹、口腔粘膜の炎症が起こることがあるので、慎重に適用すること。また、使用により過敏症状があらわれた患者は、使用を中止し医師の診断を受けること。
2. 重要な基本的注意
 - (1) 長時間又は繰り返しの目への暴露をさけること [角膜損傷を起こすおそれがある]。使用の際には保護めがね等を用いて目を保護し、万が一目に接触した場合には、直ちに目を洗って医師の診断を受けること。
 - (2) 長時間又は繰り返しの皮膚への暴露を避けること [皮膚炎や発疹を起こすおそれがある]。使用の際にはグローブ等を装着し、皮膚へ接触した場合には、アルコール綿球で拭き取って石鹸と水で洗い、必要に応じ医師の診断を受けること。
 - (3) 長時間又は繰り返しの口腔組織への暴露を避けること [炎症や水腫、潰瘍を起こすおそれがある]。長時間口腔組織に接触した場合には、大量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けること。
 - (4) 換気の良い場所で使用すること。また可燃性のため、火気の近くで使用しないこと。
 - (5) 使用後は速やかにキャップを閉めること。
3. 不具合・有害事象
有害事象
本材の使用に伴い、発疹、皮膚炎などの過敏症状が発生することがある。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 本材は可燃性のため、火気を避けて保管すること。
2. 本材は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

本材は、包装に記載の有効期間までに使用すること。
（記載の有効期間は、製造業者データによる）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 アメリカ合衆国
製造業者 デンツプライ コーク社
DENTSPLY Caulk

〔問い合わせ窓口〕

カスタマーサービス

* 電話番号 0120-667-467