

機械器具68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー 16350000
リムロック印象用トレー

【禁忌・禁止】

ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症状の既往歴のある患者には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 アメリカ合衆国
製造業者 スーペリアー デンタル アント[®] サージカル マニュファクチャリング[®] 社
Superior Dental and Surgical
Manufacturing Company, Inc

【形状・構造及び原理等】

種類：4 種類

種 類	サイズ
レギュラー	上顎用 U #11, #12, #13, #14, #15
	下顎用 L #11, #12, #13, #14, #15
矯正用	上顎用 U #15, #16, #17, #18
	下顎用 L #15, #16, #17, #18
無歯顎用	上顎用 U #21, #22, #23, #24
	下顎用 L #21, #22, #23, #24
局部用	上顎左側・下顎右側臼歯部用 #41
	下顎前歯部用 #42
	上顎右側・下顎左側臼歯部用 #43
	回転式 大 #44
	回転式 小 #45
	上顎前歯部用 #46

【問い合わせ窓口】
カスタマーサービス

*電話番号 0120-667-467

材質：真鍮（ニッケルメッキ）

【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる器具である。

【使用方法等】

1. 本品に印象材を盛り、すみやかに口腔内にて圧接します。
2. 印象材の硬化後、口腔内から取り出します。
3. 使用後は必ず洗浄、滅菌を行ってください。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症状の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 重要な基本的注意
 - (1) 本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
 - (2) 本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
 - (3) 口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
 - (4) 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
 - (5) 洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
 - (6) 強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 本品は、清潔な場所に保管すること。
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。