

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 (70965001)
(歯科インプラント補綴用器具(70722000))
アストラテック インプラント インスツルメント

【警告】

- ・骨質、骨量、局所的感染あるいは初期治癒の阻害はインプラントの生存に影響を及ぼす。
- ・インプラントは外傷性荷重によってもオッセオインテグレーションの喪失あるいはコンポーネントの破損が起こる可能性がある。
- ・ブリッジのフレームワークとインプラントとの不適合、大きな側方力と曲げモーメントはインプラントに外傷性荷重を与える可能性がある要因である。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

上下顎骨にインプラントを埋め込むために使用される手術器具である。

2. 種類

1) ゲージ等

品番	品名
24573	アバットメント デプスゲージ
24801	インプラント デプスゲージ, 6-19mm
22434	ディレクションインジケーター 2.0/3.2

2) アダプター等

品番	品名
22376	O リング アバットメントアダプター用(10 入り)
22375	O リング インプラントアダプター用(10 入り)
22429	ユニアバットメント リトリバー
24193	インプラントアダプター M1.6 ショート
24194	インプラントアダプター M1.6 ロング
24368	インプラントアダプター M2 ロング
24369	インプラントアダプター M2 ショート
24370	アバットメントアダプター ロング
24424	アバットメントアダプター ショート

3) トレー等

品番	品名
22137	ボウル, チタン製
22495	補綴用インスツルメントトレー
24349	サージカルトレー

4) レンチ等

品番	品名
22124	レンチ
24075	トルクレンチ
24097	TW コネクター アダプター
24095	TW ビット スロット ショート
24096	TW ビット スロット ロング
24093	TW ビット ヘックス ショート
24094	TW ビット ヘックス ロング
24099	TW ディスマントル ツール
24134	キャリアエクステンション ショート
24135	キャリアエクステンション ロング
22416	O リング キャリアエクステンション/TW ビット用(10 入り)
24357	ラチェットレンチ
24367	ボールレンチ
24572	レンチアダプター

5) DA キャリア

品番	品名
22850	DA メタルキャリア 4
24137	DA キャリア 4
24138	DA キャリア 5
24139	DA キャリア 6

6) その他インスツルメント等

品番	品名
22740	グラインディングハンドル
22437	フォーセップス 94

22192	インプラントリトリバー
22871	スレッドタップ 1.4mm
22873	スレッドタップ 1.6mm
22875	スレッドタップ 2.0mm
24021	リムーバルツール M1.4 ショート
24037	リムーバルツール M1.4 ロング

7) キット等

品番	品名
24100	トルクレンチ キット
24980	サージカル インスツルメント キット

3. 材質

チタン、チタン合金、合成ゴム、ポリスチレン、ポリスルフォン、ステンレス鋼、シリコン

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの外科手術に用いる手動式器具である。歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる器具を含む。再使用可能である。

【使用方法等】

1) ゲージ等

形成を行った顎骨のインプラントの埋入窩の深さや方向、歯肉の厚さを計測する。

2) アダプター等

インプラントまたはアバットメントを埋入設置又は撤去する際に用いる。

3) トレー等

歯科用インプラントの1次手術、2次手術、及び補綴処置に用いる器具を保管する。

4) レンチ等

インプラントまたはアバットメントの埋入設置又は撤去する際に用いる器具である。

5) DA キャリア

アバットメントをインプラントに装着する際、アバットメントを把持し、連結するために用いる。

6) その他インスツルメント等

インプラントレプリカを使ったアバットメントの形成やアバットメントスクリー、インプラントの撤去、リペアの際に補助的に用いる。

※本品は未滅菌品のため、使用前に以下の条件で滅菌することを推奨する。

<高圧蒸気滅菌 温度: 134℃、3 分間以上>

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 臨床的に記録された治療手順に従うこと。
- 2) 外科処置に使用する際は、必ず洗浄・滅菌をすること。
- 3) スクリュードライバー・TW ビット・レンチなどは、定められたトルク内で使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温、多湿、直射日光を避け、清潔な場所で常温保管すること。
- 2) 歯科医療従事者以外の手に触れないように保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:
デンツプライシロナ株式会社

**電話番号 0120-667-467

製造業者:
Sirona Dental Systems GmbH (ドイツ)
Dentsply IH AB (スウェーデン)

取扱説明書を必ずご参照下さい。