

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 手術用ドリルビット (32390000)
アンキロス 手術用ドリルビット

【形状・構造及び原理等】

・ツイストドリル

種類: 1 種類 (φ 2mm)
材質: ステンレス鋼

・パイロットドリル

種類: 2 種類
8mm
11mm
材質: ステンレス鋼

・トリスペードドリル

種類: 12 種類
A-トリスペードドリル エクストラショート
A-トリスペードドリル ショート
A-トリスペードドリル ミディアム
A-トリスペードドリル ロング
B-トリスペードドリル エクストラショート
B-トリスペードドリル ショート
B-トリスペードドリル ミディアム
B-トリスペードドリル ロング
C-トリスペードドリル エクストラショート
C-トリスペードドリル ショート
C-トリスペードドリル ミディアム
C-トリスペードドリル ロング
材質: ステンレス鋼

・コニカルリーマー

種類: 29 種類

サイズ
A8、A9.5、A11、A14、A17 B8、B9.5、B11、B14、B17 C8、C9.5、C11、C14、C17 D8、D9.5、D11、D14 A8(モーター用)、A9.5(モーター用)、A11(モーター用)、 A14(モーター用)、A17(モーター用) B8(モーター用)、B9.5(モーター用)、B11(モーター用)、 B14(モーター用)、B17(モーター用)

材質: ステンレス鋼

・タップ

種類: 6 種類
A-タップ
B-タップ
C-タップ
D-タップ
A-タップ(モーター用)
B-タップ(モーター用)
材質: ステンレス鋼

・トレフィンドリル

種類: 3 種類
トレフィンドリル A
トレフィンドリル B
トレフィンドリル C
材質: ステンレス鋼

・パラレルドリル

種類: 3 種類
D エクストラショート
D ショート
D ミディアム
材質: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

手動式又は動力式のハンドピースに取り付ける器具であり、適切な速度で回転させると、骨に本品の径と同じ寸法の孔が作製される。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

・ツイストドリルおよびパイロットドリル

内部注水式のドリルを用いて、800rpm 以下の回転速度で操作する。

・トリスペードドリル

内部注水式で、リングマーキングでインプラント床の深さを確認しながら形成する。太いサイズのインプラントを埋入する場合のインプラント床の形成は、トリスペードドリルの直径の小さい方から使用する。トリスペードドリルの長さには種類があり、エクストラショートは 8mm、ショートは 14mm の長さまでのインプラント床形成にのみ使用する。いずれも 800rpm 以下の回転速度で操作する。

・コニカルリーマー

ラチェットを使用し、トリスペードドリルやパラレルドリルで形成した円柱状のインプラント床を、インプラントのコア部の円錐形態に一致するように拡大する。それぞれのインプラントサイズに合わせたコニカルリーマーがあり、形成と同時にインプラント床の最終チェックも行う。先端には刃がないため、インプラント床を深く形成することはできない。モーター用を使用する際は、最大回転数 15rpm、最大トルク 50Ncm で使用すること。

・タップ

ラチェットを使用しアンキロスのスクリュー形態を形成する。埋入するインプラントの直径に合わせて選択し、刃部の黒いマーキングあるいはシャフトのリングマーキングで深さを確認する。先端には刃がないため、インプラント床を深く形成することはできない。モーター用を使用する際は、最大回転数 15rpm、最大トルク 50Ncm で使用すること。

・トレフィンドリル

埋入部の穿孔形成用として使用する。このとき、500rpm 以下の回転速度で操作する。

・パラレルドリル

内部注水式で、リングマーキングでインプラント床の深さを確認しながら形成する。D- インプラントのインプラント床の形成は、トリスペードドリルの直径の小さい方から順番に使用した後、本品を使用すること。また、本品の長さには種類があり、エクストラショートは 8mm、ショートは 14mm の長さまでのインプラント床形成にのみ使用する。また、800rpm 以下の回転速度で操作する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 使用にあたっては、滅菌済みのゴム製手袋を使用し、清潔域で取り扱うこと。
2. 使用後の手術用器具の取り扱いについて
血液、組織などの凝固付着物が残留すると腐食を誘発するため、使用後直ちに洗浄・消毒すること。
 - ① 消毒液中に、使用したすべてのインスツルメントを入れること。分解可能なインスツルメントはすべて分解すること。消毒液の濃度と浸漬時間は、消毒液の説明書に従うこと。
 - ② すべてのパーツをナイロン製のブラシを使用し、流水下で完全に洗浄すること。また、ブラシの届きにくい細部まで、強いエアールを使用し完全に吹き飛ばし、付着物を取り除くこと。
 - ③ すべてのパーツを目視によりチェックし、正常な機能を有しているか確認すること。また、必要であれば追加洗浄を行うこと。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

1. 本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
2. 本品は、指定使用回転数及びトルクを超えて使用すると、破折してケガをする恐れがあるので、指定使用回転数及びトルクを厳守すること。また、必ず注水下で使用すること。
3. 本品は、ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
4. 本品は、使用前に口腔外で予備回転を行い、芯振れがないことを確認すること。
5. 本品は、無理な角度、過度の加圧での使用により折れたり曲がったりすることがあるので、取り扱いに注意すること。
6. 本品を使用する際には、眼の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。
7. 劣化したドリルは、切削効率の低下と骨組織の損傷を引き起こす原因になるので、鋭利なものを使用すること。
8. 本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。

〔洗浄前に関する注意事項〕

注意：乾燥した汚染物によって、著しく医療機器の再使用が妨げられる可能性がある。したがって、できるだけ早く前処理を開始すること。

- ①乾燥防止および作業保護（殺菌、殺真菌、殺孢子および抗ウイルス）の観点から、医療機器は使用後すみやかに消毒用溶液に浸漬すること（3回以上溶液を攪拌すること）。
- ②血液、組織、骨削片のような粗い汚染物は、この作業により取り除く必要がある。この作業に際し、器具はトレイより取りはずし、外科手技により付着したすべての残留物および汚染物は、清潔で軟らかいブラシ（ナイロン）または布（本作業専用に準備されたもの）を用い流水下ですすぎ、その後消毒用溶液に浸漬すること。決して金属性ブラシやスチールワールは使用しないこと。
- ③洗浄／滅菌は、使用後 2 時間以内に行うこと。

注意：40℃を超える温度ではタンパク質凝固のリスクがある。消毒浴槽の最適な操作温度は室温である。

- ④この洗浄の作業を、後に実行される消毒ステップに代えることはできない。
- ⑤超音波洗浄：医療機器がひどく汚れている、または粗い汚染物を手洗いで取り除くこと（前述参照）が困難と判断される場合、超音波洗浄機を用いた洗浄が推奨される。取扱いに際し、洗浄材は製品と適合するものを使用し、メーカー推奨の洗浄時間および浸漬時間を守る。また、超音波洗浄器容器内では、メーカー推奨の液体レベル（量）を超えないよう注意すること。

〔洗浄、消毒、滅菌、保管に関する注意事項〕

1. 洗浄

- ①洗浄の前に、製品は流水下ですすぐこと。
- ②洗浄の前にすべての取りはずし可能なパーツは分解すること。
洗浄には、蒸留水またはミネラルを除去した水の使用を推奨する。

注意：洗浄は 40℃以下で行うこと。最適な作業温度は室温である。

- ③分解された医療機器は、使用する洗浄機メーカーのガイドラインに従って新たに用意された清潔な容器に収納し、プラスチックまたはナイロン製のブラシを用いて洗浄すること。筒状または孔の開いた形状（例：イリゲーションカニューレまたは内部注水孔）の器具は、ドリルクリーニングツールを用い清掃し、単回使用のシリンジ（10mL シリンジ以上）を用いて蒸留水で数回すすぎ、孔に詰りがいないことを確認すること。
- ④洗浄後、製品は数回、蒸留水あるいは精製水できれいにすすぎを行うこと。
- ⑤洗浄後、製品は損傷または腐食の徴候がないか調べ、損傷のある製品は交換すること。

2. 消毒

医療機器の消毒のために、新しい消毒用溶液に浸漬すること（3回以上溶液を攪拌すること）。

注意：製品は、消毒用溶液に完全に浸漬すること。

3. すすぎと乾燥

- ①消毒後、器具は3回、完全に蒸留水ですすぎを行うこと。
- ②器具とドリル孔は、汚染されていない圧縮空気を用いて吹き飛ばし乾燥を行うこと。
- ③すすぎおよび乾燥の後、製品は損傷または腐食の徴候がないか調べ、損傷のある製品は交換すること。

4. 滅菌

- ①滅菌の前に、分解された医療機器は再び組み立てて、それぞれ個別に洗浄および消毒を行った医療機器は、滅菌可能なトレイ内に適切に配置し一括滅菌を行えるが、個々に滅菌することもできる。器具が設置されたトレイおよび個別の医療機器は、高圧蒸気滅菌に適した単回使用の滅菌パック（一重または二重包装）に封入するか適切な滅菌コンテナに封入する。
- ②滅菌は、高圧蒸気滅菌器で 132℃～ 134℃で7分間、または 121℃で 20 分間（これらは最小の曝露時間で、動作時間は使用する機器により異なる。）

5. 保管

乾燥し、ほこりが立たない場所に、滅菌されたコンポーネント（器具）を室温で保管すること。

重要：未滅菌で供給されるすべての医療機器は、初めて患者に使用する前に滅菌を行うこと。

6. 注意事項

- ①すべての再使用可能な医療機器は、前述の手順に従い準備し、使用後は洗浄、滅菌しなければならない。
- ②各施設で実施されている独自の手順を用いる場合、その手順は検証されたものでなければならない。
- ③再使用を目的としていない製品は、それに応じてラベルに表示し分類されている。高圧蒸気滅菌に適さない製品は、使用前に他の方法で消毒を行うこと。
- ④製品が再使用可能か、洗浄・消毒に際し分解が必要か、高圧蒸気滅菌器による滅菌が可能か、についての情報を必ず確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 本品は、汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。
2. 本品は、乾燥した収納ボックスで保管すること。
3. 本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*

製造販売業者：

デンツプライシロナ株式会社

電話番号 0120-667-467

製造業者：

Sirona Dental Systems GmbH（ドイツ）

Dentsply IH AB（スウェーデン）