

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 手術用ドリルアタッチメント (37870001)
ザイブ 手術用ドリルアタッチメント

【形状・構造及び原理等】

・HEX ドライバー

種類: 2 種類

HP 用 0.9S

HP 用 0.9L

材質: ステンレス鋼

・ザイブ ドリルストッパー

種類:

1. ポステリア (15 種類)

D2.0-3.0 / L8, D2.0-3.0 / L9.5, D2.0-3.0 / L11,

D2.0-3.0 / L13, D2.0-3.0 / L15,

D3.4-3.8 / L8, D3.4-3.8 / L9.5, D3.4-3.8 / L11,

D3.4-3.8 / L13, D3.4-3.8 / L15,

D4.5-5.5 / L8, D4.5-5.5 / L9.5, D4.5-5.5 / L11,

D4.5-5.5 / L13, D4.5-5.5 / L15

2. アンテリア (18 種類)

D2.0-3.0 / L8, D2.0-3.0 / L9.5, D2.0-3.0 / L11,

D2.0-3.0 / L13, D2.0-3.0 / L15, D2.0-3.0 / L18

D3.4-3.8 / L8, D3.4-3.8 / L9.5, D3.4-3.8 / L11,

D3.4-3.8 / L13, D3.4-3.8 / L15, D3.4-3.8 / L18

D4.5-5.5 / L8, D4.5-5.5 / L9.5, D4.5-5.5 / L11,

D4.5-5.5 / L13, D4.5-5.5 / L15, D4.5-5.5 / L18

材質: ステンレス鋼

・ザイブ ラウンドドリル

種類: 1 種類 (D3.0)

材質: ステンレス鋼

・ザイブ インプラントドライバー

種類: 16 種類

ラチェット用	ポステリア D3.0
	ポステリア D3.4 ※
	ポステリア D3.8-5.5
	アンテリア D3.0
	アンテリア D3.4 ※
	アンテリア D3.8-5.5
HP 用	ポステリア D3.0
	ポステリア D3.8 - 5.5
	アンテリア D3.0
	アンテリア D3.8 - 5.5
ラチェット / HP 用	ポステリア D3.0
	ポステリア D3.4 ※
	ポステリア D3.8-D5.5
	アンテリア D3.0
	アンテリア D3.4 ※
	アンテリア D3.8-D5.5

※ O リング付

材質: ステンレス鋼

・インプラントドライバーTG

種類: 1 種類 (HP 用 D3.4-4.5)

材質: ステンレス鋼

・ザイブ GS サージカルキット

種類: 以下のとおり

構成部品名称		キット名称	サージカルキット エキスパティース
GS ティッシュハンチ	D3.0		○
	D3.4		
	D3.8		
	D4.5		
GS イニシャルドリル	D3.0		○
	D3.4		
	D3.8		
	D4.5		
GS ツイストドリル	D2.0/L8		○
	D2.0/L9.5		
	D2.0/L11		
	D2.0/L13		
	D2.0/L15		
	D3.0/L8		
	D3.0/L9.5		
	D3.0/L11		
	D3.0/L13		
	D3.0/L15		
	D3.4/L8		
	D3.4/L9.5		
	D3.4/L11		
	D3.4/L13		
	D3.4/L15		
	D3.8/L8		
	D3.8/L9.5		
	D3.8/L11		
	D3.8/L13		
	D3.8/L15		
GS クレスタルドリル	D4.5/L8		
	D4.5/L9.5		
	D4.5/L11		
	D4.5/L13		
	D4.5/L15		
GS クレスタルドリル	D3.0		○
	D3.4		
	D3.8		
	D4.5		
GS タップ	D3.0		○
	D3.4		
	D3.8		
	D4.5		
GS インプラントドライバー	ショート / ナロー		○
	ショート / ワイド		
	ロング / ナロー		
	ロング / ワイド		
GS インプラントドライバー カバー	ワイド		
	ナロー		
Xive サージカルキット用 GS			

材質: ステンレス鋼、プラスチック、シリコーン

・ザイブ R トレフィンドリル

種類: 5 種類

D3.0, D3.4, D3.8, D4.5, D5.5

材質: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

手動式又は動力式のハンドピースに接続し、特定の作業、穿孔、リーミング、切断・切削等を行うために用いる器具である。本品は再使用可能である。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

AG096

【使用方法等】

・HEX ドライバー

ラチェット又はハンドピースに本品を装着し、設定位置まで埋入できたインプラントのテンプレートを外す、続けてカバースクリュー装着、ジンバルフォーマー装着のスクリュー操作に使用。

・ザイブ ドリルストッパー

1. 本品はインプラントの埋入手術時に、埋入予定のインプラントサイズに合致する埋入窩を形成するため、ツイストドリルに装着し、切削する深さを規定する。
2. ツイストドリルには、長さにおいてポステリアとアンテリアの2種があり、それぞれに合わせたドリルストッパーを選択する。ツイストドリル及びストッパーにはポステリアには1本のリングマーク、アンテリアには2本のリングマークがあり、選択の基準にする。
3. ポステリア、アンテリアの種別を確認後、必要な形成深さに合わせて、ストッパーを選択し、各々のドリルに装着しドリリングする。

・ザイブ ラウンドドリル

内部注水式のラウンドドリルを用いて、インプラントの埋入位置周辺をならし、埋入位置を決定する。この時 800rpm 以下の回転速度で操作すること。

・インプラントドライバー並びにインプラントドライバーTG

ラチェット又はハンドピースに本品を装着し、先端部でインプラントを保持し、形成された埋入窩に植立する。

・ザイブ GS サージカルキット

1. 予め準備したザイブ SIMPLANT セーフガイドをインプラント埋入部位に固定する。
2. 埋入するインプラントの直径に対応した Xi GS ティッシュパンチでインプラント埋入部位の歯肉粘膜を穿孔する。
ティッシュパンチは内部注水式である。
3. GS イニシャルドリルで埋入部位の歯槽骨に、ツイストドリルによるドリリング時のガイドとなるでマーキングを行う。
ドリルは内部注水式でストッパー機能が付与されている。
4. 埋入するインプラント床の深さに対応した GS ツイストドリル D2.0 を使用し、パイロットホールを形成し、徐々に径の太いツイストドリルを用いてインプラント床を拡大する。ツイストドリルは内部注水式でストッパー機能が付与されており、対応する GS スリーブを装着してドリリングする。
5. 埋入するインプラントの直径まで拡大後、対応する GS クレスタルドリルで最終的なインプラント床を形成する。
ドリルは内部注水式でストッパー機能が付与されている。
6. 必要に応じて、GS タップでねじ穴を形成する。
7. 通法に従い、対応するサイズの GS インプラントドライバー（カバー付き）、を使用してインプラントを埋入する。
なお、本品は次の回転数で使用する。

構成品名称	最大回転数
GS ティッシュパンチ	800 rpm
GS イニシャルドリル	800 rpm
GS ツイストドリル	800 rpm
GS クレスタルドリル	800 rpm
GS タップ	15 rpm
GS インプラントドライバー	15 rpm

・ザイブ R トレフィンドリル

埋入後のインプラントを除去する場合に用いる器具で、除去対象のインプラントに合致する当該ドリルにて植立されたインプラントを包み込むように周囲の骨ごと穿孔して、除去する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 使用にあたっては、滅菌済みのゴム手袋を使用し、清潔域で取り扱うこと。
2. 使用中にあつては、部品の誤飲に注意すること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

1. 本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
2. 本品は、指定使用回転数を超えて使用すると、破折してケガをしたり、オーバーヒートする恐れがあるので、指定使用回転数を厳守すること。また、必ず注水下で使用し、十分な注水を確保すること。
3. 本品は、ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実

に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。

4. 本品は、使用前に口腔外で予備回転を行い、芯振れがないことを確認すること。
5. 本品は、無理な角度、過度の加圧での使用により折れたり曲がったりすることがあるので、取り扱いに注意すること。
6. 劣化したドリルは切削効率の低下と骨組織の損傷を引き起こす原因になるので、鋭利なものを使用すること。
7. 使用の際は適切な保護衣（保護めがね等）を着用すること。

【洗浄前に関する注意事項】

注意：乾燥した汚染物によって、著しく医療機器の再使用が妨げられる可能性がある。したがって、できるだけ早く前処理を開始すること。

- ① 乾燥防止および作業保護（殺菌、殺真菌、殺孢子および抗ウイルス）の観点から、医療機器は使用後すみやかに消毒用溶液に浸漬すること（3回以上溶液を攪拌すること）。
 - ② 血液、組織、骨削片のような粗い汚染物は、この作業により取り除く必要がある。この作業に際し、器具はトレーより取りはずし、外科手技により付着したすべての残留物および汚染物は、清潔で軟らかいブラシ（ナイロン）または布（本作業専用準備されたもの）を用い流水下ですすぎ、その後消毒用溶液に浸漬すること。決して金属性ブラシやスチールウールは使用しないこと。
 - ③ 洗浄/ 滅菌は、使用後 2 時間以内に行うこと。
- 注意：40℃を超える温度ではタンパク質凝固のリスクがある。消毒浴槽の最適な操作温度は室温である。
- ④ この洗浄の作業を、後に実行される消毒ステップに代えることはできない。
 - ⑤ 超音波洗浄：医療機器がひどく汚れている、または粗い汚染物を手洗いで取り除くこと（前述参照）が困難と判断される場合、超音波洗浄機を用いた洗浄が推奨される。取扱いに際し、洗浄材は製品と適合するものを使用し、メーカー推奨の洗浄時間および浸漬時間を守ること。また、超音波洗浄器容器内では、メーカー推奨の液体レベル（量）を超えないよう注意すること。

【洗浄、消毒、滅菌、保管に関する注意事項】

1. 洗浄
 - ① 洗浄の前に、製品は流水下ですすぐこと。
 - ② 洗浄の前にすべての取りはずし可能なパーツは分解すること。洗浄には、蒸留水またはミネラルを除去した水の使用を推奨する。
- 注意：洗浄は 40℃以下で行うこと。最適な作業温度は室温である。
- ③ 分解された医療機器は、使用する洗浄機メーカーのガイドラインに従って新たに用意された清潔な容器に収納し、プラスチックまたはナイロン製のブラシを用いて洗浄すること。筒状または孔の開いた形状（例：イリゲーションカニューレまたは内部注水孔）の器具は、ドリルクリーニングツールを用い清掃し、単回使用のシリンジ（10mL シリンジ以上）を用いて蒸留水で数回すすぎ、孔に詰りがないことを確認すること。
 - ④ 洗浄後、製品は数回、蒸留水あるいは精製水できれいにすすぎを行うこと。
 - ⑤ 洗浄後、製品は損傷または腐食の徴候がないか調べ、損傷のある製品は交換すること。
2. 消毒
医療機器の消毒のために、新しい消毒用溶液に浸漬すること（3回以上溶液を攪拌すること）。

注意：製品は、消毒用溶液に完全に浸漬すること。

3. すすぎと乾燥
 - ① 消毒後、器具は 3 回、完全に蒸留水ですすぎを行うこと。
 - ② 器具とドリル孔は、汚染されていない圧縮空気をういて吹き飛ばし乾燥を行うこと。
 - ③ すすぎおよび乾燥の後、製品は損傷または腐食の徴候がないか調べ、損傷のある製品は交換すること。

4. 滅菌
 - ① 滅菌の前に、分解された医療機器は再び組み立てて、それぞれ個別に洗浄および消毒を行った医療機器は、滅菌可能なトレー内に適切に配置し一括滅菌を行えるが、個々に滅菌することもできる。器具が設置されたトレーおよび個別の医療機器は、高圧蒸気滅菌に適した単回使用の滅菌パック（一重または二重包装）に封入するか適切な滅菌コンテナに封入する。
 - ② 滅菌は、高圧蒸気滅菌器で 132℃～ 134℃で 7 分間、または 121℃で 20 分間（これらは最小の曝露時間で、動作時間は使用

取扱説明書を必ずご参照下さい。

する機器により異なる。)

5. 保管

乾燥し、ほこりが立たない場所に、滅菌されたコンポーネント(器具)を室温で保管すること。

重要： 未滅菌で供給されるすべての医療機器は、初めて患者に使用する前に滅菌を行うこと。

6. 注意事項

- ① すべての再使用可能な医療機器は、前述の手順に従い準備し、使用後は洗浄、滅菌しなければならない。
- ② 各施設で実施されている独自の手順を用いる場合、その手順は検証されたものでなければならない。
- ③ 再使用を目的としていない製品は、それに応じてラベルに表示し分類されている。高圧蒸気滅菌に適さない製品は、使用前に他の方法で消毒を行うこと。
- ④ 製品が再使用可能か、洗浄・消毒に際し分解が必要か、高圧蒸気滅菌器による滅菌が可能か、についての情報を必ず確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 本品は、汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。
2. 本品は、乾燥した収納ボックスで保管すること。
3. 本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

デンツプライシロナ株式会社

** 電話番号 0120-667-467

製造業者:

Sirona Dental Systems GmbH (ドイツ)

Dentsply IH AB (スウェーデン)