

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 歯科用口腔洗浄器 12304020
サージカルユニット クーラントホース

再使用禁止**【禁忌・禁止】**

本品は再使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
デンツプライシロナ株式会社

製造業者：
ローヴェメッド社
RoweMed AG—Medical 4 Life
(ドイツ)

【形状・構造及び原理等】

形状：以下のとおり



種類：ユニット Si 用 2.2m
ユニット S 用 1.8m

材質：下記のとおり。

ホース部	その他
ポリ塩化ビニル (DEHP フリー)	プラスチック

【使用目的又は効果】

本品は、創面清掃の目的で処置する部位（窩洞やう窩）を洗浄し、歯及び残留充填材等の破片又は壊死性物質及び感染性物質を除去するために歯科治療で使用するよう特別に設計された器具で、能動型医療機器に接続して使用される。

【使用方法等】

1. 汚染に注意して、本品を滅菌バックから取り出す。
2. ポンプチューブをユニット Si 又はユニット S に取り付ける。
3. 本品のハンドピース注水パイプ接続部をハンドピースに接続する。
4. 輸液容器に本品の輸液容器接続部を接続する。
5. 注水量を調節し、使用する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

使用中は詰まりや漏れなど異常がないか確認すること。

【使用上の注意】**【重要な基本的注意】**

1. 使用する生理食塩水や、併用する医療機器の添付文書を確認すること。
2. 包装に汚染や破損等の異常が確認された場合には使用しないこと。
3. 開封後はできるだけ速やかに使用すること。
4. 感染防止に注意して適切に廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】**【保管方法】**

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

取扱説明書を必ずご参照下さい。