

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 (70722000)

ロケーター 補綴用器具

再使用禁止(ロケーター パラレルポストのみ)

【禁忌・禁止】

・再使用禁止(ロケーター パラレルポストのみ)

【形状・構造及び原理等】

・ロケーター コアツール

材質: ステンレス鋼

・ドライバー

種類: 3 種類

ロケーター トルクレンチビット 15 mm

ロケーター トルクレンチビット 21 mm

ロケーターアバットメント ドライバー EV

材質: ステンレス鋼

・ロケーター アバットメントホルダースリーブ

材質: ポリスルホン

・ロケーター アングルメジャーガイド

材質: ステンレス鋼

・ロケーター パラレルポスト

材質: ポリエチレン

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの補綴物の製作、装着・固定などの目的に用いる器具である。

【使用方法等】

1. ロケーターアバットメントに適応するドライバーによりインプラントに装着する。
2. 模型上でロケーターアバットメントにロケーターパラレルポストを装着し、ロケーターアングルメジャーガイドによりアバットメントの平行性を測定し、角度のずれによってこれを修正するための適切なロケーターインサートメールを選択する。
3. 選択したロケーターインサートメールをロケーターコアツールで装着する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・本品は未滅菌のため、口腔内に適用する前に必ず洗浄、消毒を行うこと。分解可能な器具は分解しておくこと。
- ・ロケーターコアツールは、必ず分解の後これらの工程を行うこと。
- ・ロケーターアングルメジャーガイド、ロケーターコアツール、ロケーターアバットメントホルダースリーブは、オートクレーブによる滅菌が可能である。
＜推奨滅菌条件＞ 121℃ 40 分
- ・ロケーターアバットメントホルダースリーブは上記滅菌条件により、5回の滅菌サイクルに耐え得ることが検証されている。
- ・本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
- ・本品は、強い応力やひねりを加えると変形・破損することがあるので、取り扱いに十分注意すること。
- ・本品の洗浄の際は、中性洗剤、ナイロン製ブラシ等を使用し、洗浄後は流水下ですすぐこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・本品は、汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。
- ・本品は、乾燥した収納ボックスで保管すること。
- ・本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

デンツプライシロナ株式会社

製造業者:

ZEST ANCHORS LLC

(アメリカ合衆国)

*[問い合わせ窓口]

デンツプライシロナ株式会社

電話番号 0120-667-467