

機械器具 58 整形用機械器具  
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 (70722000)  
**コノメトリックアバットメント 補綴用器具**

**再使用禁止 (コノメトリック インプレッションキャップ、コノメトリック フィクセーションツールチップ)**

**【禁忌・禁止】**

・コノメトリック インプレッションキャップ、コノメトリック フィクセーションツールチップは再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】**

1. コノメトリック アバットメントドライバー

| 種類          | 品番       | 材質     |
|-------------|----------|--------|
| φ 3.3, 25mm | 31072909 | ステンレス鋼 |
| φ 3.3, 20mm | 31072910 |        |

2. コノメトリック テンポラリーキャップ インサージョンツール

| 種類    | 品番       | 材質     |
|-------|----------|--------|
| φ 3.3 | 31033636 | ステンレス鋼 |
| φ 4.5 | 31033637 |        |

3. コノメトリック インプレッションキャップ

| 種類        | 品番       | 材質      |
|-----------|----------|---------|
| φ 3.3/5.4 | 31072001 | PEEK 樹脂 |
| φ 4.5/5.4 | 31072002 |         |

4. コノメトリック フィクセーションツール

| 品番       | 材質                  |
|----------|---------------------|
| 31072911 | ステンレス鋼<br>コバルトクロム合金 |

5. コノメトリック フィクセーションツールチップ

| 種類     | 品番       | 材質      |
|--------|----------|---------|
| コンベックス | 31072906 | PEEK 樹脂 |
| U シェイプ | 31072907 |         |
| コンケイブ  | 31072908 |         |

**【使用目的又は効果】**

本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる器具である。

**【使用方法等】**

本品は未滅菌品のため、患者使用前に以下の条件で滅菌を行うこと。

| 方法         | 滅菌サイクル  | 温度   | 保持時間※ | 乾燥時間 |
|------------|---------|------|-------|------|
| 高圧蒸気<br>滅菌 | プレバキューム | 132℃ | 4 分   | 20 分 |
|            |         | 135℃ | 3 分   | 20 分 |
|            | 重力置換    | 121℃ | 30 分  | 20 分 |

※最短保持時間や動作時間は、滅菌器によって異なる可能性がある。

1. コノメトリック アバットメントドライバー

コノメトリック アバットメントドライバーをコントラアングルハンドピースに接続し、推奨トルクでワンピースアバットメントをインプラントに締結する。

2. コノメトリック テンポラリーキャップ インサージョンツール

- 1) コノメトリック テンポラリーキャップ インサージョンツールでテンポラリーキャップを保持する。
- 2) 装着されたアバットメントの位置にコノメトリック テンポラリーキャップ インサージョンツールを移動し、テンポラリーキャップを取り付ける。

3. コノメトリック インプレッションキャップ

クローズドトレイ法を使用して行う。

- 1) ヒーリングキャップを口腔内のアバットメントから取り外し、コノメトリック インプレッションキャップをアバットメントの所定の位置に固定されるまで押し込む。
- 2) コノメトリック インプレッションキャップ周囲に標準のエラストマー印象材を流し込んだ後、印象トレーで印象採得を行う。

3) 印象材が硬化した後、印象材を取り外す。

4) コノメトリック インプレッションキャップが印象材の正しい位置に安定して取り付けられていることを確認する。

4. コノメトリック フィクセーションツール

5. コノメトリック フィクセーションツールチップ

- 1) 暫間補綴物(クラウン)をアバットメントから取り外す。
- 2) 最終補綴物(クラウン)の形状に応じて、コノメトリック フィクセーションツールの先端にコノメトリック フィクセーションツールチップのコンベックス、U シェイプ、コンケイブのいずれかを取り付ける。
- 3) アバットメントに最終補綴物(クラウン)を装着する。
- 4) 最終補綴物(クラウン)の位置にコノメトリック フィクセーションツールを移動し、挿入方向に向きを合わせる。
- 5) コノメトリック フィクセーションツールの先端を最終補綴物(クラウン)に押し付ける。
- 6) 手動で最終補綴物(クラウン)がしっかりと固定されていることを確認する。

**【使用上の注意】**

[重要な基本的注意]

1. 本品は未滅菌のため、使用前に推奨された方法で洗浄・消毒・滅菌を行うこと。
2. 適用あるいは使用に関して不明な点がある場合は使用しないこと。
3. コノメトリック フィクセーションツールは、最大 300 回の滅菌処理後は、新しいものに交換すること。

[洗浄、消毒に関する注意事項]

1. 洗浄、消毒

1) 手動による洗浄

使用後すぐに、目に見えてきれいになるまで柔らかいナイロンブラシで汚れを取り除くこと。

2) 超音波洗浄 (オプション)

汚れが大きい場合に行うこと。

3) 洗浄器による洗浄

- ・効率的な洗浄のために、手動で事前洗浄を行うこと。
- ・適切な洗浄消毒剤、洗浄剤および中和剤を使用すること。
- ・洗浄消毒器の製造元からの指示に従うこと。
- ・洗浄剤および中和剤は製造元の指示に従って使用すること。
- ・熱消毒 (A<sub>0</sub> ≥ 3000) を伴う洗浄プログラムを推奨する。
- ・脱塩水または同等の純度を満たす水のいずれかを洗浄に使用することを推奨する。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管の条件]

1. 本品は、使用するまで元の包装のまま室温で保管すること。
2. 直射日光にさらさないこと。
3. 本品は、汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。
4. 本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
5. 滅菌済みの製品は、室温かつ乾いた埃のない状態で保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者:

デンツプライシロナ株式会社

\* 電話番号 0120-667-467

製造業者:

Sirona Dental Systems GmbH (ドイツ)

Dentsply IH AB (スウェーデン)