

ディスポーザブル舌圧子付鼻鏡

「再使用禁止」

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

※【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリプロピレン製の滅菌済み（エチレンオキシド滅菌）ディスポーザブル舌圧子付鼻鏡です。



※【使用目的】

学校集団検診用の接触型感染防止のための、滅菌済み使い捨て形式の舌圧子付鼻鏡です。

※【使用方法等】

- 滅菌バッグを開封し、上部から1個づつ取り出し、舌圧子で舌を押さえて咽頭部を検診し、器具の反対側の鼻鏡で鼻を開き鼻内部を検診する。
- 器具は汚染防止のため、両端の舌圧子及び鼻鏡をさわらずに使用してください。

【使用上の注意】

※1. 使用注意

- 開封はご使用直前に、沸騰消毒（20分以上）又はオートクレーブ滅菌され汚染のないハサミにより開封してください。

※2. 重要な基本的注意

- 滅菌バッグを開封したら直ちに使用してください。
- 万一未使用のものが残っても、開封後は滅菌の効果がないので廃棄してください。
- 製品には万全を期していますが、万一包装が破損していたり不都合が認められた場合には使用しないでください。
- 喉の奥まで舌圧子を入れすぎないように、また鼻の奥まで鼻鏡を入れすぎないように注意してください。

- ※●使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。

※3. 相互作用

- ※●この包装が開封されるか又はきず付けられるまで無菌です。

※【貯蔵方法及び使用期限等】

※1. 保管方法

品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。

※2. 使用期限

滅菌後3年として使用期限を表示。（自己認証による）

【包装】

10個入り

※【主要文献及び文献請求先】（添付文書請求先）

※三興化学工業株式会社 品質保証部

TEL (0827) 52-3111 FAX (0827) 53-7622

※【製造販売業者及び製造業者の名称等】

※販売

名称：有限会社 新華

住所：広島県南区宇品御幸5丁目11-24

※製造販売業者

名称：三興化学工業株式会社

住所：広島県大竹市新町2丁目11番4号

連絡先：TEL (0827) 52-3111 FAX (0827) 53-7622

※製造所

名称：三興化学工業株式会社 美和工場