

mAx ノンパウダーグローブ ニューボ

再使用禁止

【禁忌・禁止】※

- 再使用禁止
- 本製品は天然ゴムを主成分としている。天然ゴムによるアレルギー反応を起こすおそれのある医療従事者及び患者への使用は禁止
- 過去にアナフィラキシー症状の経験がある医療従事者及び患者への使用は禁止

【形状・構造及び原理等】※

本品は、天然ゴムからなる未滅菌のパウダなし左右兼用型歯科用手袋である。

1. 形状・構造

- ・形状 S(直指型手袋)
- ・表面仕上げ T(表面の一部又は全面が粗面の手袋)
- ・パウダなし
- ・左右兼用

2. 原材料:天然ゴムラテックス

3. サイズ:4 種類=XS S M L

4. 原理等

- 老化前:引張り強さ 18Mpa 以上
切断時伸び 650%以上
- 老化後:引張り強さ 14Mpa 以上
切断時伸び 500%以上

【使用目的又は効果】※

歯科における診察、治療及び処置において、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】※

- 1) 箱上部の楕円状のミシン目に添って開封し、手袋を取り出す。
- 2) 手袋は無菌的に装着する。
- 3) 手袋を装着後、使用前に水洗いし、ピンホール等による水の浸入がないことを確認してから使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 本製品は天然ゴムが主成分である。術者及び患者で天然ゴムに対してアレルギーのある方、又は肌に合わない方は使用しないこと。
- 2) 天然ゴムは、かゆみ、発赤、じんましん、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状を稀に起こすことがあるので、このような症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 3) 感染防止の為、患者毎に取り替えること。
- 4) 本製品は薬品(モノマー、溶剤、油脂等)によっては、膨潤したり、浸透したりする場合があるので、確認してから使用すること。
- 5) 本製品の接触により、シリコン系印象材の硬化を遅延させる場合があるので注意すること。
- 6) 天然ゴムと接触する機会の多い方は、天然ゴムアレルギーのハイ

リスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。

- 7) 刃物等鋭利な器具に触れると、切れたり、穴があいたりすることがあるので注意すること。
- 8) 使用済みの本製品を廃棄する場合は、地域の条例に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】※

1. 保管方法

品質保持の為、水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光の当る場所を避けて、冷暗所に保管すること。

2. 有効期間

製造日より3年間

【製造販売元及び製造業者の氏名又は名称等】※※

製造販売元: サンデンタル株式会社

製造業者: Perusahaan Getah Asas Sdn Bhd
国 名: マレーシア