

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 送水吸引チューブ 70355000

シングルユース吸引チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法

- (1) 再使用禁止
- (2) 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

シングルユース吸引チューブ(以下本品という)は吸引装置等と内視鏡又は内視鏡用処置具等とを接続することによって吸引等を行うためのチューブである。



【使用目的又は効果】

吸引装置等と内視鏡又は内視鏡用処置具等との接続に用いる柔軟性のあるチューブである。

【使用方法等】

- (1) 滅菌包装により無菌的に取り出し、吸引装置等と内視鏡用処置具等の接続口に接続する。
- (2) 本品は、組み合わせて使用する医療機器のチューブ接続コネクタに接続し、システム装置本体のポンプヘッドへ接続方向を間違えないように十分に確認して固定する。
- (3) 本品の他方は、手術室設置の廃水口や市販の廃液タンクに接続する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- (1) 本品は滅菌済み単回使用製品であるため、1 回限りの使用で使い捨てること。再使用はしないこと。
- (2) 再滅菌しないこと。
- (3) 複数の患者には使用しないこと。
- (4) 本品を使用目的以外の用途に使用しないこと。
- (5) 使用期限を過ぎたものは使用しないこと。
- (6) 包装が破損・汚損・開封済み・水漏れしていた場合、又は製品及び包装内に破損・汚損・外来性異物などの異常が認められた場合は、使用しないこと。
- (7) 包装を開封したら、速やかに使用すること。
- (8) 本品を折り曲げた状態、引っ張った状態で使用しないこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品と吸引装置等に接続するとき、ゆるみがないことを確認し、確実に接続すること。
- (2) 使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

室温下で、水濡れに注意し、直射日光、オゾン及び高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

5年(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

電話番号:03-6853-1000

製造業者:Lumenis Ltd. (イスラエル)