

機械式聴診器

一般医療機器

バイタルナビ聴診器Ⅱ

JMDN：13755000

【禁忌・禁止】

- 本品に強い衝撃を与えますと変形する恐れがあります。又、医療の目的以外では使用しないで下さい。
- イヤーピースが耳管に装着されていない場合は、使用しないでください。金属部分で耳に傷をつける場合があります。

【形状・構造及び原理等】

本品は、チェストピース、Yチューブ、耳管、内パネ、イヤーピース、ダイヤフラムからなる。

①チェストピース ②Yチューブ ③耳管 ④内パネ ⑤イヤーピース ⑥ダイヤフラム

チェストピース構造図

⑦ベルカバー ⑧ノンチルリング ⑨シャフト

本品のチェストピースのシャフト部を回す事によって、ダイヤフラムからの採音と凹面部よりの直接採音とを選ぶことが出来ます。

名 称	材 質	寸 法
①チェストピース	アルミ合金	直径 44mm×20mm
②Yチューブ	塩化ビニール	直径 9.5mm×長さ57cm
③耳管	真鍮クロムメッキ	直径 5mm
④内パネ	鋼	厚さ 0.7mm
⑤イヤーピース	塩化ビニール	直径 13mm×16mm
⑥ダイヤフラム (振動板)	塩化ビニール	直径 44mm×厚さ0.2mm
⑦ベルカバー	塩化ビニール	直径 32.5mm
⑧ノンチルリング	塩化ビニール	直径 46mm
⑨シャフト	真鍮クロムメッキ	直径 6mm（差込口寸法）

【使用目的又は効果】

本品は、心臓及び肺の音を聴くために用いる機械式の聴取装置であり、振動板からの採音と凹面部よりの直接採音する構造。

【使用方法等】

1. イヤーピースの穴に耳孔を合わせ聴診器のダイヤフラム面又はベル面を聴きたい面に合わせ人体の皮膚に押し当てて静かに聴診します。

【操作方法】

1. 耳管の取り扱い

耳管は下図のように回すことが出来ます。イヤーピースの穴を耳肌で塞がないように耳孔の方向に合うように調節してください。

標準的な角度は18度です。

2. 耳管の外し方

耳管は変形の恐れがありますので両側同時に広げて外してください。

3. ダイヤフラム面とベル面の切換方法

シャフト部分を摘みクリックを感じるまで回転してください。

【使用上の注意】

1. チェストピースの変形、Yチューブの劣化、耳管の破損等直接聴診に影響を与える部品は必ず交換してください。
2. チェストピース（ダイヤフラム面、ベル面）を叩かないでください。
3. 本品は聴診専用ですので、大きい音は絶対に聴かないでください。
4. 本品に衝撃を与えるような取扱いは避けてください。
5. ダイヤフラム、ノンチルリング、イヤーピース等に傷がある場合は使用しないでください。
6. 万一耳管パネが折れた場合は、聴診上に不都合が生じたり、人体に障害を加える可能性がありますので使用しないでください。
7. 耳管を無理に広げたり、握りつぶしたりしないでください。

【保管方法及び有効期間等】

使用環境：温度10℃-40℃ 湿度30%-75%（結露無し）
保管環境：湿度-5℃-50℃ 湿度30%-85%（結露無し）
高温多湿、直射日光は避けて保管してください。
標準的な使用期間の目安：3年（自己認証による）

【保守・点検に係る事項】

1. 本器が汚れた時は、柔らかい布でからぶきをしてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤をつけた布で汚れを落とした後、からぶきしてください。
2. 各部品の消毒は消毒用アルコールの清拭でお願いします。シンナー等の有機溶剤での拭き取りはしないでください。
3. イヤーピースの交換方法
イヤーピースの交換が必要な場合は、以下の様に行ってください。
●取外し⇒抓むように引抜く ●取付ける⇒押込む

4. ノンチルリングとダイヤフラムの交換方法（各別売）。
ノンチルリングとダイヤフラムの交換が必要な場合は、以下の様に行ってください。

※ノンチルリングには表裏が有ります。フチの長い方が表です

- ノンチルリングを外すときは、シャフトに力を加えないで外してください。
- ノンチルリングを取付けるときは、ダイヤフラムの端の部分を軽く押さえて取付けてください。
- ダイヤフラムを交換するときはノンチルリングを外してから行ってください。

※純正部品一覧表（別売）

品 番	型 番
7-3439-01	ダイヤフラム
7-3780-01~10	ノンチルリング
7-3781-01~10	ベルカバー
7-3782-01~10	イヤーピース

部品カラーコード表

01	02	03	04	05
ネイビーブルー	パープル	ロイヤルブルー	フォレストグリーン	ピンク
06	07	08	09	10
レッド	グレー	ブラック	ネオンイエロー	ネオンオレンジ

5. 故障したときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者名 株式会社 三 恵
住 所 千葉県市原市八幡海岸通1969-33, 34
電 話 番 号 0436-41-1820

製 造 業 者 名 株式会社モテキ・インダストリーズ
電 話 番 号 0274-74-2134