

類別 器具機械 71 視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 JMDNコード：35065000

バイフォーカル ポラ-フィット

【禁忌・禁止】

- ・ 本品を掛けて、太陽や強い光を見ないこと。
- ・ 本品を掛けたまま歩いたり、車などの運転をしないこと。

【形状・構造及び原理】

原理

- ・ 本品は老眼用眼鏡であり、屈折による光学原理により視力補正を行う。

組成

- ・ レンズ部 : ポリカーボネート
- ・ フレーム部 : ナイロン
- ・ レンズカラー : グレー / ブラウン
- ・ レンズ度数 : +1.5/+2.0/+2.5
- ・ 可視光透過率 : 13% (グレー)
: 12% (ブラウン)

【使用目的、効能又は効果】

- ・ 視力補正用眼鏡(老眼鏡)

【操作方法又は使用方法】

- ・ 掛け外しする際には、両手でテンブルを持ち、テンブルを十分に開いて、顔に添わせながら正面より、ゆっくり行ってください。

【使用上の注意】

- ・ 一時的に手元を見るための視力補正用眼鏡なので、掛けたまま歩いたり、車などの運転をしないでください。
- ・ 装着する際は、テンブルをよく開いて目を突かないように注意してください。
- ・ マスク着用時は、レンズが曇ることがありますので、注意してください。
- ・ サウナ等の高温になる場所では使用しないでください。
- ・ 肌に触れる箇所にかゆみ、かぶれ、湿疹などの異常が出た時は直ちに使用を中止して、医師に相談してください。

【取扱上の注意】

- ・ 強く曲げたり、無理に開いたりすると折れる事がありますので、行わないでください。
- ・ 高温な場所に放置しないでください。
- ・ 高温にさらしたり、急激な温度変化にあうと変形や、ひび割れが生じることがあります。また、熱によりレンズが変形して、見え方に悪影響を及ぼす可能性があるので注意してください。
- ・ レンズを拭く際は、水洗いをしてほこりを落としてから行ってください。レンズの汚れがひどい時は、中性洗剤を薄めた水で軽く洗い、水でよくすすいでから柔らかい布やメガネ拭きでやさしく拭いてください。酸性・アルカリ性の洗剤(石鹸・ハンドソープ・ボディソープ等)は使用しないでください。

【貯蔵・保管方法】

- ・ 直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。
- ・ レンズをキズつける恐れがあるので、金属等と一緒に保管しないでください。

【包装】

- ・ 1本/ケース

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〈製造販売業者〉

株式会社サイモン

〒271-0064 千葉県松戸市上本郷4123 KSビル

TEL : 047-367-0155

E-mail : info@simon-as.co.jp

〈製造業者〉

シャメン ホン タイ オプティカル カンパニー リミテッド

(Xiamen Hong Tai Optical Co.,Ltd.)/中国