

類別:器具器械62 歯科用切削器

一般的名称:歯周用キュレット JMDNコード:41660000

Ciグレーシーキュレットマルチフィット

【禁忌・禁止】

- ① 目的以外の使用の禁止: 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
- ② 改造の禁止: 形状変更や改造をしないこと。
- ③ 異常時の使用禁止: 本製品に異常や劣化が見られた場合には、使用を中止すること。
- ④ 注意事項の厳守: 本製品の正しい使用のために注意事項を必ず守ること。
- ⑤ 本製品にアレルギーを示す患者には使用しないこと。
(原材料は形状・構造及び原理に記載しています。)

【形状・構造及び原理】



【種類】

Ciグレーシーキュレットマルチフィット1-2: グレーハンドル
Ciグレーシーキュレットマルチフィット3-4: ピンクハンドル
Ciグレーシーキュレットマルチフィット5-6: イエローハンドル
Ciグレーシーキュレットマルチフィット7-8: グリーンハンドル
Ciグレーシーキュレットマルチフィット9-10: レッドハンドル
Ciグレーシーキュレットマルチフィット11-12: オレンジハンドル
Ciグレーシーキュレットマルチフィット13-14: ブルーハンドル

【原材料】

作業部: ステンレススチール
把柄部: シリコンゴム

【ご使用前点検のお願い】

本品を使用される際には、必ず口腔外で破損や異常がない事を確認の上、使用すること。

【使用目的又は効果】

歯根面付着物の除去、歯周ポケット及び根面のルートプレーニングや炎症性軟組織壁の掻爬除去に用いる器具である。

【使用方法】

本品は、歯根面付着物の除去や根面のルートプレーニング等に使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 使用前に洗浄・滅菌をして使用すること。
2. 患者ごとに切り替えて使用すること。

【使用上の注意】

1. 歯科医師、歯科衛生士のみ使用すること。
2. 使用前に本体にキズ、腐食等等、異常がないことを確認すること。
3. 使用前に必ず洗浄・滅菌[保守・点検に係わる事項参照]をすること。
(オートクレーブ滅菌は115℃で30分、121℃で15分、132℃で10分のいずれかの条件で行ってください。ケミクレーブ、EOG及び薬剤は、各製造業者の指示に従って使用してください。)
4. 推奨以上の高温や、アルコールを利用したオートクレーブは変質、変形、変色、劣化する場合があるため、使用しないこと。

5. 作業には過度の圧力をかけず、使用のこと。
6. 金属を腐食させる場合があるので以下の物質を使用しないこと。
次亜塩素酸ナトリウム、ポビドヨード、ホルマリン、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸性水、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、フェノール
7. 品消毒を行う場合は薬剤の添付文書に書かれた注意事項を守ること。
8. 使用後は腐蝕洗浄水、精製水を用いて、器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
9. 洗剤の残留がないよう、十分にすすぎをすること。
10. 洗浄後は腐蝕防止のため、速やかに十分乾燥させる事。
11. 金属疲労などで破損の恐れがあるため、長期間使用をしないこと。
12. 本品は記載の用途以外には使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 高温・多湿・直射日光及び水濡れを避け室温で保管すること。
2. 在庫品の先入れ先出しを励行すること。

【保守点検に係わる事項】

1. 使用前、使用後は本体に破損、先端部のキズ、ひび、割れ腐食がないことを確認すること。
これらがある場合は使用を中止すること。

【取り扱い上の注意】

1. 器具を著しく低下させるので粗雑な取扱いをしないこと。
2. 形状が変形した場合は交換すること。

【製造業者及び製造販売業者】

株式会社サンテクノ

住所 〒311-3501 茨城県行方市芹沢995番地1

連絡先 電話 0299-36-2511

FAX 0299-36-2533