

*機械器具58 整形用機械器具

一般的名称: 一般医療機器 手術用ネジ回し JMDNコード:33968000

販売名:インプラントドライバー

【警告】

1. 本品の取り付けは確実に奥まで挿入し、固定されていることを確認する事。

【禁忌・禁止】

1. 改造の禁止:形状変更や改造をしないこと。
2. 異常時の使用禁止:本製品に異常や劣化が見られた場合は、使用を中止すること。
3. 使用前は必ず滅菌すること。
4. 使用後は洗浄および消毒、滅菌を行い、錆防止のために完全に乾燥させて保管すること。

【形状・構造及び原理等】



- | | |
|---|-----------------|
| 緑 | Hex0.9 |
| 青 | Unigrip Driver |
| 赤 | Hex1.2 |
| 黄 | SCS Screwdriver |
| 黒 | Square1.3 |
| 紫 | Hex1.3 |

材質 ステンレスチール

【使用目的又は効果】

インプラント手術時に使用する各種ネジ締め付け用のドライバーである。

【使用方法等】

本品を外科用ハンドピースに装着し、各種ネジの締め付けを行う。

【使用上の注意】

1. 感染防止の為、オートクレーブ滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。(135℃30分推奨)
2. 滅菌後は汚染に注意し、手指や未滅菌の器具などで触れない

3. 本品はハンドピースメーカーの指示に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
4. 本品は小さな部品であるため、誤飲などには十分注意すること。
5. 予め患者の口腔外で変形・キズ・ヒビ等が無いことを確認する。
6. 医療器後につながる危険性があるため、使用前に、必ずサイズを確認すること。
7. 発錆や変色の恐れがあるため、長時間、生理食塩水に浸漬しないこと。
8. 器具の正しい使用のために、添付文書の使用上の注意に従うこと。
9. 本品は記載の用途以外には使用しないこと。
10. 歯科医師のみ使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

高温・多湿・直射日光及び水濡れを避け室温で保管すること。

【保守・点検に係わる事項】

1. 使用後は医療廃棄物として適切な処理をすること。
2. 包装の破損・汚染した場合は破棄すること。
3. オートクレーブ・エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
4. 使用後は直ちに医療用洗剤とブラシ等を使用して洗浄し、付着した体液・生体組織等の異物を完全に洗い落とすこと。
5. もらい錆びの防止のため、錆びている器具と一緒に滅菌しないこと。
6. 最終洗浄は精製水を使用すること。

【包装】

包装単位:各形態1本入り、またはアソートセット

※本品は、改善・改良の為予告なしに仕様・形態・材質等が変更される場合があります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社サンテクノ

住所: 〒311-3501

茨城県行方市芹沢995番地1

Tel 0299-36-2511

Fax 0299-36-2533