

器具器械51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 再使用可能な歯科用吸引カニューレ JMDN コード:38759000

クリンデント・シリコンバキュームチップ

【警告】

- 初めての使用前、その後は患者ごとに必ず滅菌を行うこと。
[感染防止のため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



色	外径
ブルー、クリア	φ13 mm

2. 原材料

シリコンゴム

【使用目的または効果】

歯科専用吸引装置に接続して口腔内に貯蓄する水分や切削片を除去するものである。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

本品は、未滅菌製品なので、下記の方法等で滅菌を行ってから使用する。

滅菌方法：オートクレーブ滅菌

滅菌条件：121℃（20分）～132℃（10分）

2. 使用方法

歯科専用吸引装置先端に接続して口腔内に貯留する水分や切削片を除去する。

3. 使用後

歯科専用吸引装置から外し、直ちに洗浄する。

【使用上の注意】

〈その他の注意〉

- 歯科吸引装置には確実に接続されていることを確認すること。
- 本品使用前に必ず接続シリンジの適合径を確認すること。
- 本品は歯科医療有資格者以外使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

滅菌済みのものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐため、清潔な場所に保管するとともに有効期限の管理をすること。

〈保管の条件〉

高温多湿を避け冷暗所等にて保管すること。

〈耐用期間〉

正規の保守点検を行った場合に限り、使用開始から1年とする。

[自己認証（当社データによる）]

【保守・点検に係る事項】

1. 保守・点検

- 本品は未滅菌のため、使用前に必ず、洗浄・滅菌を行うこと。
- 本品の使用後は直ちに洗浄、もしくは滅菌を行うこと。
- 使用前に、キズ・バリ・ゆりみがないか確認の上、操作すること。

2. 洗浄・滅菌

洗浄方法：超音波洗浄

滅菌方法：オートクレーブ滅菌

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者：サカセ化学工業株式会社

電話：0776-56-1122