

機械器具 6 呼吸補助器
一般医療機器 空気・酸素混合装置 (JMDN70578000)
「空気-酸素ブレンダーOA2050」の付属品
(耐圧管)

【警告】：

- オートクレーブやプラズマ滅菌はできません[耐圧ホースの劣化を防ぎリークや破裂等を防止するため]
- 酸素の供給圧力は 0.5MPa 以下で使用してください[耐圧ホースのリークや破裂等を避けるため]

【禁忌・禁止】

- 直射日光の当たる場所、高温、高湿になる場所で使用及び保管をしないでください[耐圧ホースの劣化を防ぎリークや破裂等を防止するため]
- 水、薬品をかけないでください[耐圧ホースの劣化を防ぎリークや破裂等を防止するため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状 (型式番号)
酸素用耐圧管（両端酸素用袋ナット） OA2050-013
2. 構造
耐圧管は外径Φ9ミリのソフトタイプ
両端の袋ナットのネジはU9/16（酸素用）
長さは50cm
＊長さはご指定長さでの製作が可能です。
3. 寸法及び重量
酸素耐圧管Φ9ミリ×50cm、重量80g

機械と接続の酸素用袋ナットです。ネジサイズはU9/16です。耐圧管の長さは50cm 外径Φ9mm



4. 原理

1) 酸素の供給及び出口

耐圧管両端の酸素ガス接続用袋ナットはU9/16メネジです。
袋ナットはどちらをガスをIN、或いはガスOUTとしても使う事が出来ます。

2) 耐圧ホース

耐圧管は外径φ9×内径Φ4で最大使用流量は70L/分です。
50L/分以上の出力流量を維持するためには供給圧力0.4MPa以上を維持してください

【使用目的又は効果】

医療用の酸素ガスを人工呼吸器或いは医療機器に供給します。或いは中継用耐圧管として用い、或いは出力ガス用として用います。

【使用方法等】

1. 機器等との接続

- 医療機器の酸素の供給を受けるための酸素用オスジョイントに接続し酸素の供給を受けてください。
- 耐圧管ガス出口の各々の袋ナットを、スパナ等を用い機器にしっかりと接続してください。

2. 作動チェック

- 本耐圧管を使用する前にリークが無い事を確認してください。
- 長い耐圧管で大流量を流す場合、通気抵抗のために出力圧（流量）は低下します、使用前に供給を受ける機器の動作確認をして下さい。

【使用上の注意】

- 使用温度は+15℃～+35℃です。
- 最大流量は70L/分以下で使用してください。
- 供給ガスは清潔な医療用ガスを使用してください。
- EOG 滅菌が可能です。
- 中性洗剤等を使って外面を清拭してください、液体が内部に入らない様に注意してください。
- オートクレーブは出来ません、液体に浸さないでください、強い溶剤を含んだクリーナー、消毒液は使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管温度 -20℃～+60℃
- 相対湿度 10～90%以下（非結露）
- 本器の使用期限は購入後7年です

【保守・点検に係る事項】

- 使用前に破損、汚れ、各部の緩み、内部に異物混入が無いチェックし、不具合が有る場合は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 有限会社サンユーテクノロジー
TEL 048-951-3627
製造業者 有限会社サンユーテクノロジー

販売代理店：