

届出番号：13B2X10224000034

機械器具55 医療用洗浄器

一般医療機器 鼻用洗浄器(JMDNコード 41599000)

K-select 鼻うがい

使用に際して、この説書明きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。

形状・構造及び原理

【形状及び構造】

円筒状で、鼻腔内挿入するための供給突起を有し、ノズル部と本体部の2部品から構成される

【原理】

外鼻孔から洗浄液を流し込んで鼻腔内を洗浄する鼻用洗浄器



使用方法等

1. 器具に洗浄液を入れる

容器の目盛り線(50mL両鼻孔分)を目安に洗浄液を注ぎ入れ、ボトルとキャップをしっかりと締めてください。

2. 洗浄液を鼻の中に流し込む

ボトルの★マークを下側にして洗浄器具を持ち、鼻の穴にフィットさせてください。容器の中央部分を押して洗浄液を鼻の中に流し込んでください。

3. 洗浄液を吐き出す

口に流れ込んだ洗浄液を吐き出してください。

※洗浄液は口だけでなく、鼻の穴からも出ることがあります。

※鼻から出すことでも洗浄効果はあります。

4. 洗浄液を最後まで使い切る

50mLを使い切るまで、左右の鼻の穴を交互に洗浄してください。

- 1日1～3回を目安に使用してください。



上手に洗うポイント

「アー」と声を出しながら流し込むと、耳の奥に洗浄液が流れにくくなり、無理なく鼻うがいができます。

● 使用方法に関する注意

(1) 上を向いて使用しないでください。また洗浄後、強く鼻をかまないでください。

【耳の内部に洗浄液が入り、中耳炎になるおそれがあります】

(2) 鼻から吸い込まず、自然に流し込んでください。

【洗浄液が気管支や肺に入るおそれがあります】

(3) 洗浄液が鼻や口から流れ落ちますので、洗面台等で使用することをおすすめします。

(4) 洗浄液を勢いよく流し込んだり、鼻から洗浄液を強く吸い込むと、鼻に痛みを感じる場合があります。



※本パッケージに使用されているイラストはイメージです。

効果

花粉や風邪の季節には、鼻の奥にまで花粉や雑菌などが入り込み、様々なトラブルを引き起こします。

「K-select 鼻うがい」は通常の喉うがいでは取り除けない、鼻の奥深くに入り込んだ花粉や雑菌などをしっかり洗い流すための商品です。

使用上の注意

- (1)15才未満の小児には使用させないでください。
- (2)嚥下障害がある方（食べ物や飲み物を飲み込みにくい方）は使用しないでください。
[洗浄液が気管支や肺に入るおそれがあります]
- (3)耳鼻咽喉科の治療を受けている方は、使用前に医師に相談してください。
- (4)洗浄後、強く鼻をかまないでください。
- (5)鼻の洗浄のみに使用し、目や耳には使用しないでください。
- (6)鼻の炎症、鼻づまりがひどいときは使用しないでください。
- (7)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合はこすらずに流水で洗い流し、異常が残る場合はこのパッケージを持って医師に相談してください。
- (8)洗浄液を飲み込み異常が残る場合や、耳の内部に洗浄液が入り1日以上抜けない場合や、使用中に万一異常が生じた場合は、このパッケージを持って医師に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光、高温多湿の場所を避け、冷暗所に密栓して保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。[誤用の原因になったり品質が変わることがあります]
- (4)容器は何度も使用すると劣化することがあります。劣化すると使用中にキャップとボトルの間から液が漏れる事がありますので、その際には新しいものを購入してください。
- (5)使用期限を過ぎた洗浄液は使用しないでください。

保守・点検に係る事項

- (1)使用後はノズルを外して洗浄器具をよく洗って乾かし、清潔な場所で保管してください。
- (2)熱湯での洗浄、ドライヤー等高温での乾燥はしないでください。[変形のおそれがあります]
- (3)洗剤等は使わず水だけで洗ってください。[破損のおそれがあります]

花粉・風邪の心配な季節に

鼻水・鼻づまり・鼻のムズムズなど様々なトラブルの原因となる花粉や雑菌・微粒子を鼻の奥から洗い流します。風邪の季節には手洗い・うがいの習慣と共に、通常の喉うがいでは届かない範囲まで洗い流せる「鼻うがい」をおすすめします。

初めてでも簡単

ノズル（洗浄容器）を鼻の穴に入れ、洗浄液を流し込むだけ。鼻うがい苦手な方でも簡単にこ使用いただけます。

爽快なミントの香り

鼻の奥までミントの香りが広がる、スッキリ爽快な使用感。

奥までしっかり洗い流す

たっぷりの洗浄液で、鼻の奥に付着した異物を洗い流すことができます。洗浄液を口から吐き出すことで、鼻と喉の奥深くまでしっかり洗い流せます。

ツーンとしない・痛くない

体液に近い成分なので、鼻にツーンとした刺激や痛み・不快感を与えません。

洗浄器具：1個 鼻うがい専用洗浄液
成分：精製水、塩化Na、グリセリン、香料、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸Na
内容量：1000mL

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等



製造販売元(輸入元)

株式会社 サイキョウ・ファーマ
東京都江東区亀戸5丁目6番21号

お客様相談窓口 ☎ 0120-456-787
(受付・平日10:00~16:00) www.saikyo-pharma.co.jp

MADE IN CHINA SP001