

医 05
一般医療機器 成型副木（35354000）

ぬれてもいいカラッ。

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止



【形状・構造及び原理等】

1. 原材料
無架橋高発泡ポリエチレンシート、ナイロン、プラスチック
2. 原理
無架橋高発泡ポリエチレンシートを材料とした撥水性頸椎固定用カラー（水対応簡易シーネ）であり、マジックテープにより頸椎部に装着する。

【使用目的】

本品は、損傷した身体部位を固定するために用いる器具であり、身体に合うよう予め成型されている。

【使用方法等】

1. ★印を外側（表側）にし、首の中央部に当て、左右端を首の後に巻き、表側の AK テープ(マジックテープ)の上に、裏側の AK テープ(マジックテープ)を押しつける。
2. 首を絞めつける強さ、弱さは自由に調整する。

【使用上の注意】

1. 本品の使用中にかゆみ、かぶれ、痛み等の症状が現れた場合は、ただちに使用を中止すること。
2. 本品を変形したり加工したりしないこと。
3. X線撮影をする場合は、取り外すこと。
4. 本品を装着する際にはきつく巻きすぎないこと。呼吸困難、血行障害をおこすおそれがある。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：直射日光および高温多湿を避け保管する。

【保守・点検に関わる事項】

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：有限会社サンパック
〒682-0835 鳥取県倉吉市長坂町 722-1
電話番号：0858-28-5461 FAX：0858-28-3838

製造業者：有限会社サンパック
〒682-0835 鳥取県倉吉市長坂町 722-1
電話番号：0858-28-5461 FAX：0858-28-3838