

機械器具 6 8 印象採得又は咬合採得用器具  
一般医療機器 歯科材料加温器（70720000）

## タックエンドヒーター

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状



#### 2. 電氣的定格

電源：AC100V 50/60Hz  
電源入力：65VA  
電撃に対する保護の形式：クラスⅠ機器

#### 3. 原理

発熱体の温度を制御し、ガターパーチャーを適切な使用状態に維持する装置である。

### 【使用目的又は効果】

ガターパーチャーを適切な使用状態に維持する。

### 【使用方法等】

#### 1. 設置方法

本装置は精密機器のため、平らで安定したところに設置し、自動練和器などの振動をともなう機器のそばには設置しないこと。

#### 2. 使用方法

詳細については付属の使用説明書を使用前に必ず読むこと。

- 1) シリンジをシリンジ挿入口より先端があたるまで差し込み、メインスイッチを「ON」にする。
- 2) 加温が開始され、同時に加温・保温表示（STANDBY）が点滅する。
- 3) 加温・保温表示（STANDBY）が点灯になると、シリンジ内のガターパーチャーは軟化されて使用可能となる。シリンジを挿入している間はそのまま保温を続ける。
- 4) すでに本製品が保温状態にあるときに、軟化されていない新しいシリンジを挿入する場合はメインスイッチを「RESET」の位置に合わせる。
- 5) 加温・保温表示（STANDBY）が点滅に変わり、再度点灯になると使用が可能となる。
- 6) 使用後、メインスイッチを「OFF」にする。

#### 3. 使用環境

本装置は周囲温度が 10～40℃の環境下で使用する。

### 【使用上の注意】

詳細については付属の使用説明書を使用前に必ず読むこと。

1. 歯科医療有資格者以外は本装置を使用しないこと。
2. 加熱中は、底蓋を外して清掃を行わないこと。やけどの可能性があります。
3. 使用後は、必ず電源プラグを抜くこと。
4. 濡れた手（グローブを含む）での作業は避けること。故障の原因となります。
5. 清掃は電源コードのプラグをコンセントから抜いて本体が充分冷えた状態で行うこと。
6. スイッチなどに歯科材料が付着した場合には、速やかにアルコールで拭拭すること。レジン液などは樹脂を侵しスイッチが作動しなくなる場合があります。
7. 本体は、直射日光の当たる場所、ほこりの多い場所、水のかかる場所やヒーターなどの近くには設置しないこと。
8. 専用のシリンジ以外のものをシリンジ挿入口に挿入しないこと。故障の原因となります。
9. 金属製のヘラやインスツルメントなどで清掃は行わないこと。内部に傷がつき、軟化ムラの原因やシリンジ自体を傷つけます。
10. 使用前に必ずシリンジからガターパーチャーを少量出し、軟化状態を確認すること。
11. 室温が 10℃付近ではガターパーチャーが軟化しない場合があるため、加温・保温表示が点灯になった後、一度「RESET」を作動させ、確実に軟化させること。
12. 使用説明書に記載の用途以外には使用しないこと。（例：寒天印象材の溶解など）

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

- 1) 周囲の温度が-10℃～50℃であること。
- 2) 周囲の湿度が 30%～75%であること。
- 3) 周囲の気圧が 700hPa～1060hPa であること。
- 4) 水のかからない場所に保管すること。
- 5) 気圧、温度、湿度、日光、ほこり、塩分、イオン分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- 6) 風通しの良い場所に保管すること。
- 7) 傾斜のない、また振動、衝撃などの加わらない場所に安定状態にて保管すること。
- 8) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

#### 2. 耐用期間

- 1) 正規な保守・点検を実施した場合に限り、製造出荷後 10 年です。[自己認証（当社データ）による]

### 【保守・点検に係る事項】

#### 1. 使用者による保守点検事項

- 1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。詳細については付属の使用説明書に従い行うこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480