

機械器具 6 8 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー (16350000)
ジーシー インプレッショントレー

【形状・構造及び原理等】

形状

形態 ※穴あき・穴なし共通

- ・全顎用:8形態(16 種):
上下顎各 S、M、L、XL
- ・局部用:6形態(12 種):
No.11 上顎前歯用
No.12 下顎前歯用
No.21 3/4上顎左側、3/4下顎右側 兼用
No.22 3/4上顎右側、3/4下顎左側 兼用
No.31 上顎左側、下顎右側 兼用
No.32 上顎右側、下顎左側 兼用



構造

- ・把手部と本体部とリム部からなり、はんだ付け後メッキ加工する。
- ・穴あきタイプと穴なしタイプがある。

主成分

- ・銅、亜鉛、スズ、ニッケル

原理

- ・本品は、アルギン酸塩印象材・ラバーベース印象材・シリコーン印象材等を盛り付け、口腔内の印象を採得する。

【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる器具をいう。

【使用方法等】

- 1) 使用前に必ず洗浄・滅菌を行い、次回からの使用時にも同様に行います。滅菌は、オートクレーブ、ケミクレーブ、EOG、又は薬剤にて行います。(オートクレーブは 115～118℃で 30 分、121～124℃で 15 分、126～132℃で 10 分のいずれかの条件で行います。ケミクレーブ、EOG 及び薬剤は、各製造業者の指示に従って使用します。)
- 2) 患者の口腔内にトレーを試適し、トレーを選択します。
- 3) 練和した印象材をトレーの上に盛り上げ、口腔内に挿入し、印象材が硬化した後、口腔内から撤去します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) アルギン酸塩印象材の清掃にはジーシートレクリーンなどのクリーナーを、シリコーン印象材の清掃にはアルコールを使用すること。

- 2) アルギン酸塩印象材の清掃時のクリーナーに、異種金属製のトレーを同時に浸漬すると、変色の原因となるので避けること。
- 3) 滅菌時に、乾燥工程も含めて 200℃以上の温度にさらさないこと。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくとも問診を行い、慎重に適用すること。

2) 重要な基本的注意

- ①購入時は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- ②印象材除去の際には、本品の表面に傷を付けないように行うこと。
- ③本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ④本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ⑤本品の使用により発疹などの過敏症を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ⑥本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は、乾燥した場所に保管する。
- ・本品は、金属腐食性の薬品の側には保管しない。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【保守・点検に係る事項】

使用後、洗剤を用いて洗浄し、使用前と同条件で滅菌する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ジーシー

発売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480