

機械器具 6 5 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用練成充填形成器(41861000)

コンポジットインスツルメント

【形状・構造及び原理等】

形状  
・ 歯科用ハンドインスツルメント



| 形態                                           | ハンドル                   |
|----------------------------------------------|------------------------|
| CF4A<br>CF5A<br>CF6A<br>D3A<br>S6A<br>CNYUAP | アルミニウム<br>(表面プラスチック加工) |

※全形態受注発注

構造等  
・ 材質：アルミニウム合金

原理  
・ 本品は、練成充填材料（コンポジットレジン）を充填成形する際、輸送し、掻き取り又は削り取りすることにより、コンポジットレジンの表面の充填・成形・輪郭研削を行う。

【使用目的又は効果】

切断、掻き取り又は削り取りにより、練成充填材料の表面の輪郭研削を目的とした刃又は爪をもつ歯科用器具をいう。

【使用方法等】

- 購入時は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行い、次回からの使用時にも同様に行います。滅菌は、オートクレーブ、ケミクレーブ、EOG、又は薬剤にて行います。（オートクレーブは 115～118℃で 30 分、121～124℃で 15 分、126～132℃で 10 分のいずれかの条件で行います。ケミクレーブ、EOG 及び薬剤は、各製造業者の指示に従って使用します。）

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 本品は、常に滅菌後の汚染に注意し、手指・未滅菌の器具などで直接触れないこと。また、唾液に触れないこと。
- 破折の原因になるので無理な角度や力で操作しないこと。

【使用上の注意】

- 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）  
薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 重要な基本的注意
  - ①本品は、使用前に必ず口腔外にて、傷・バリなどが無いことを確認すること。
  - ②本品は、先端が鋭いため、使用中に患者の術部以外の口腔内、顔面、術者の手指などを傷つけないように取り扱いには充分注意すること。
  - ③インスツルメントは、175℃以上で劣化の恐れがあるので、滅菌時の温度及び乾燥時の温度を 175℃以上に上昇させないこと。
  - ④消毒用薬液及び洗浄剤の濃度・浸せき時間・温度など使用方法は、各メーカーの指示に従い正しく使用すること。消毒用薬液としては次のものをおすすめします。  
グルタラル製剤（ハイドリッドなど）、グルコン酸クロロヘキシジン（ヒピテンなど）、防錆効果のある界面活性剤系薬液（塩化ベンゼトニウム液、塩化ベンザルコニウム液、両性界面活性剤など）。

- ⑤次の成分を含む消毒用薬液は、錆への影響が高いため使用しないこと。

塩素系薬液（次亜塩素酸ナトリウムなど）、過酸化水素系薬液（オキシドールなど）、強酸性水、及び防錆効果のない界面活性剤系薬液（塩化ベンゼトニウム液、塩化ベンザルコニウム液、両性界面活性剤など）。

- ⑥乾熱滅菌は、高温になり劣化・変色の原因となるので使用しないこと。

- ⑦オートクレーブ滅菌の場合、機種・条件によっては滅菌バッグが湿った状態で乾燥工程が終了することがあり、その際、滅菌バッグと直接接していると錆が発生する原因となるので、洗浄・滅菌用のインスツルメントカセットなどを用いて本品と滅菌バッグが接触しないようにして滅菌すること。

- ⑧滅菌後は錆がないか点検し、錆が認められた場合には、新しいものと交換すること。

- ⑨錆びる恐れがあるため、次のことについて留意すること。
  - ・ 血液などが凝固付着したまま乾燥させないこと。
  - ・ 最終洗浄は精製水を使用すること。
  - ・ 湿度が高くて自然乾燥に時間を要する場合には、ドライヤーなどで強制的に乾燥させること。
  - ・ 汚れ、水分、洗浄剤などが付着したまま滅菌しないこと。
  - ・ オートクレーブ滅菌の場合、精製水を用い、水道水は使用しないこと。

- ⑩本品使用後は、すぐに抗菌効果及び防錆効果のある洗浄剤に浸せきし、その後、超音波洗浄器、ブラシなどを用いて洗浄し、付着物を完全に除去すること。洗浄剤としては酵素系洗浄剤（ハイジーンウォッシュなど）をおすすめします。

- ⑪本品は、清掃時にワイヤーブラシ・ヤスリなどの鋼製工具を使用しないこと（錆の発生、破損、性能・品質などの低下に繋がります）。

- ⑫事故・破損などの原因になるので、細工加工は行わないこと。

- ⑬本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。

- ⑭本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 本品は錆びる恐れがあるため、水分が付着したまま保管しない。
- ・ 本品は湿度の高い場所に長時間保管すると錆びる恐れがあるので、乾燥した場所に保管する。
- ・ 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【保守・点検に係る事項】

使用後、洗剤を用いて洗浄し、使用前と同条件で滅菌する。

〔使用者による保守点検事項〕

- 1）再使用する際には、使用後できるだけ早く、清掃液を用いて付着物を除去し、滅菌を行う。
- 2）乾熱滅菌、次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤は使用しない。
- 3）清掃液・滅菌器については、各製造業者の指示に従い、正しく使用する。

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー  
発売元：株式会社ジーシー  
住所：〒113-0033  
東京都文京区本郷3丁目2番14号  
電話番号：（お客様窓口）0120-416480