

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 歯科用手袋（70911000）

ジーシー フィットグローブ L/R（歯科用）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・過去にアナフィラキシー症状様の経験がある医療関係者及び患者への使用は禁止

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

本品は、天然ゴムラテックスを主成分とした、左右別歯科用グローブである。



原理

本品は、診察、治療及び処置中に歯科従事者が手に装着することにより、感染から防御するものである。

主成分

天然ゴムラテックス

【使用目的又は効果】

- 1) 歯科の診察、治療及び処置に用いるゴム製又はビニール製の手袋をいう。手術に用いるものは除く。

【使用方法等】

- 1) 歯科における診察、治療及び処置などの際、手に装着します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 袖口は締め付けることなく、ぴったりとフィットするものを使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本材（本品）及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本製品に使用されている天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあるので、このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
 - ②天然ゴムと接触する機会の多い方々は、天然ゴムアレルギーのハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。
 - ③シリコーン印象材の中には、ラテックスに触れると硬化が遅れるものがあるので注意すること。
 - ④レジンモノマーなどによっては、浸透するものがあるので注意すること。

⑤本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外に使用しないこと。

⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・室温の乾燥した場所に保管する。
- ・直射日光の当たらない場所に保管する。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480