

医療用品 0 3 手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 歯科用手袋 (70911000)

## ジーシー ディスポーザブルグローブⅡ (歯科用)

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止。
- 2) 天然ゴムラテックスによるアナフィラキシーの経験がある医療従事者の使用、及び患者への使用は禁止。

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、天然ゴムラテックスを主成分とした、左右兼用型歯科用手袋である。

製品の種類

サイズ：SS、S、M、L

形状



主成分：天然ゴムラテックス（パウダーなし）

原理

本品は、診察、治療及び処置中に歯科の従事者が手に装着することにより、感染から防御するものである。

### 【使用目的又は効果】

歯科の診察、治療及び処置に用いるゴム製の手袋である。手術に用いるものは除く。

### 【使用方法等】

歯科における診察、治療及び処置などの際、手に装着します。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
  - ①薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
  - ①本品に使用されている天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
  - ②天然ゴムと接触する機会が多い方、アトピー性疾患患者等は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。
  - ③シリコーン印象材の中には、天然ゴムに触れると硬化が遅れるものがあるので注意すること。
  - ④薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透する可能性があるため、確認の上、使用すること。
  - ⑤レジンモノマーなどによっては、浸透するものがあるので注意すること。

- ⑥包装が破損、汚損している場合、及び手袋に変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- ⑦使用中に手袋が破れた場合は、速やかに新しい製品に交換すること。
- ⑧本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑨本品は、歯科の従事者以外は使用しないこと。

### 3) その他の注意

- ①手術には用いないこと。
- ②使用後は、感染防止に配慮して安全な方法で地域の条例等に従い廃棄処分すること。
- ③爪先・刃物等尖ったものなどに触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・水ぬれに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光、蛍光灯等の紫外線、オゾンを避けて保管する。
- ・使用期限は箱の使用期限欄を参照する。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480