

歯科材料 06 歯科用印象材料
管理医療機器 歯科用アルギン酸塩印象材（35863000）

ジーシー アローマペースト

【禁忌・禁止】*

＜適用対象（患者）＞
本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】*

形状

- ペースト状
 - A ペースト：950 mL（980 g）パック
 - B ペースト：950 mL（1850 g）パック

主成分

- A ペースト：アルギン酸カリウム、水
- B ペースト：硫酸カルシウム、流動パラフィン

原理

- A ペーストと B ペーストを混合させることで、アルギン酸塩と硫酸カルシウムの反応によりゲル化する。

【使用目的又は効果】

口腔内の印象採得に用いる。

【使用方法等】*、**

- A ペースト、B ペーストを「ジーシー アローマペーストミキサー」に装着します。詳しい装着方法は、「ジーシー アローマペーストミキサー」の使用説明書をご覧ください。（ジーシー アローマペーストミキサーは、ジーシー アローマペースト専用の歯科用印象材混こう器）
- 「ジーシー アローマペーストミキサー」により、必要量の練和物をトレーに盛り、口腔内で約 2 分間保持します。（設定 3 の場合、A ペースト／B ペーストの質量比：1.2 で練和されます。）

室温（23℃）で「ジーシー アローマペーストミキサー」による練和時の特性

	設定 3
初期硬化時間	2 分 5 秒
操作時間	1 分 20 秒

（JIS T 6505 による）

初期硬化時間・操作時間は室温が高くなるほど短くなります。設定 1 又は 2 で練和すると設定 3 より初期硬化時間・操作時間が短くなり、設定 4 又は 5 で練和すると設定 3 より初期硬化時間・操作時間が長くなります。

- 口腔内から撤去し流水で洗浄した後、余剰水分を除き、できるだけ速やかに石こうを注入します。（使用する石こうの種類：歯科用硬質石こう）

【使用方法等に関連する使用上の注意】**

- 本材は「ジーシー アローマペーストミキサー」以外には使用しないこと。
- A ペースト、B ペーストの装着位置を間違えないように「ジーシー アローマペーストミキサー」に装着すること。また、装着時等に本材を破損させないように注意すること。
- A ペースト、又は B ペーストの単体による印象採得は行えません。また、練和物の混和が均一でないと硬化不良を起こす恐れがあるので、練和物が均一であることを確認すること。
- 印象採得には、穴開きトレー、網トレー等を使用すること。（金属トレー・各個トレー等との接着を求める場合は、アルギン酸塩印象材用接着材「ジーシー アローマボンド」を使用することが望ましい。）

- 本材は 5～25℃で保管すること。但し、使用時は本材を室温（20～25℃）に戻して使用すること。特に寒冷地では、保管温度に注意すること。
- 金属トレーの清掃は、印象物の大部分を除去後、ジーシー トレクリーン等のトレー清掃材の溶解液に浸漬すること。
- 印象採得後の練和物は、医療廃棄物として廃棄すること。
- ペーストの装着脱着の繰り返しは装着不良が発生する恐れがあるので、2 回以上行わないこと。
- 使用後は「ジーシー アローマペーストミキサー」の清掃を行うこと。
- 直射日光のあたる場所や、エアコンの風を直に受ける場所に「ジーシー アローマペーストミキサー」を設置しないこと。

【使用上の注意】

- 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本材及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 重要な基本的注意
 - ① 本材の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - ② 本材に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本材を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
 - ③ 本材又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。[目の損傷の可能性がある]
 - ④ 本材の誤飲には充分注意すること。
 - ⑤ 足や床に落下させないように注意して取り扱うこと。
 - ⑥ パックの縁で手を切らないよう注意して取り扱うこと。
 - ⑦ 使用前に「ジーシー アローマペーストミキサー」の使用説明書をよく読んで、使用すること。
 - ⑧ 本材を使用する際には、各ペーストの接触による過敏症を防ぐため、プラスチック手袋、ゴム手袋等を使用すること。手指に付着した場合はすぐに拭き取る。
 - ⑨ 本材が衣服やその他の機器に付着しないように注意すること。衣服に付着した場合は、ゲル化後速やかに除去すること。その他の機器に付着した場合は、速やかに清掃を行うこと。
 - ⑩ 採取した印象は、血液・唾液などを充分洗浄後、必要に応じ、印象体を 0.5% 次亜塩素酸ナトリウム水溶液に 15 分間浸漬して消毒すること。[感染症を引き起こす可能性がある]*
 - ⑪ 保管方法に記載の条件で保管し、使用期限までに使用すること。
 - ⑫ 「ジーシー アローマペーストミキサー」に装着後は、できるだけ早めに使い切る。
 - ⑬ 他の製品と混用しないこと。
 - ⑭ 本材は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑮ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 高温、多湿、直射日光を避けて、凍結の恐れのない、温度が 5～25℃の場所で保管する。
- 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

[有効期限]

本材は、包装に記載の使用期限*までに使用する。

※（例 EXP. 2028-04 は
使用期限2028年 4月 を示す。）

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売元 : 株式会社ジーシー

主たる設計元 : 株式会社ジーシー

発売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480