

歯科材料 06 歯科用印象材料
管理医療機器 歯科用インプレッションコンパウンド (34799000)

ジーシー ペリコンパウンド

【形状・構造及び原理等】

種類 : モデリングコンパウンド

形状 : 棒状 80mL (125g) / 函 (15 本入)

主成分 : 熱可塑性合成樹脂

特性

項目	規格	参考値
フロー (加圧短縮率)	37℃	15%以下
	45℃	75%以上

(試験方法 ; JIS T 6504)

原理

加熱することにより軟化し、可塑性を有する状態になった後、
口腔内の温度以下で加熱前の硬い状態に戻る。

【使用目的又は効果】

熱可塑性樹脂を主成分とし、概形印象採得等（義歯床縁のボーダー
モールドイング法による印象採得）に使用する。

【使用方法等】

- 1) 本品をガスバーナー又はアルコールランプで軟化し、個人ト
レーの辺縁に盛り上げます。
- 2) 個人トレーごと 45℃の温水に通して本品をなまし可塑性を
与え、口腔内に装着し、吸啜、嚥下運動を行わせ、ボーダー
モールドイングを行います。
- 3) 余剰な本品は鋭利な刃物で除き、ボーダーモールドイングを
完成します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 本品を加熱する際、火傷をしないよう注意すること。また、
軟化させた本品の温度が適当かどうか確認してから患者に
使用すること。
- 2) 軟化時の温度が高すぎると粘着しやすくなるので注意する
こと。
- 3) 床内面に密着してはがしにくくなった場合は、そのまま少し
放置して、完全に硬化させた後に機械的に除去し、残りはベ
ンジンで清掃すること。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患
者には使用しないこと。
 - ②本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、
使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - ③本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術
者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を
起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受ける
こと。
 - ④採得した印象は、血液・唾液などを充分洗浄後、必要に応じ
消毒を行うこと。[感染症を引き起こす可能性がある]
 - ⑤本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しな
いこと。
 - ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 相互作用
 - (1) 併用注意
 - ①他のコンパウンド類と混用すると、変性を起こして使用でき
なくなることがあるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・室温で保管する。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理
する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ジーシー

主たる設計元 : 株式会社ジーシー

発売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480