

歯科材料 06 歯科用印象材料
管理医療機器 歯科用インプレッションコンパウンド (34799000)
ジーシー インプレッショントレーコンパウンド

【形状・構造及び原理等】

種類 : トレーコンパウンド
形状 : 板状 168mL (250g) 入/函 (8 枚入)
主成分 : 熱可塑性天然樹脂

特性

項目		規格	参考値
フロー (加圧短縮率)	37℃	4%以下	1.8%
	45℃	60～85%	76.3%

(試験方法 ; JIS T 6504)

原理

加熱することにより軟化し、可塑性を有する状態になった後、
口腔内の温度以下で加熱前の硬い状態に戻る。

【使用目的又は効果】

熱可塑性樹脂を主成分とし、概形印象採得等（印象採得時のトレー
作製）に使用する。

【使用方法等】

- 1) 無歯顎印象採得法
 - ①本品の適当量を約 60℃の温湯中で完全に軟化して、金属トレー
に盛り、口腔内に挿入して印象を採得します。
 - ②次に水で完全に冷却し、整形した後、各種印象材専用の接着
材を塗布し（インプレッションペーストは必要ありません。）、
完全に乾燥させてから粘膜面にペースト状各種印象材を盛り、
精密な印象を採得します。
- 2) 一般印象採得法
 - ①本品の適当量を約 60℃に 2～3 分おき、温湯中でねつ和して
内部まで完全に軟化した後、金属トレーに盛り火炎上を軽く
通した後、再び温湯に軽く浸してから印象採得を行います。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 本品を加熱する際、火傷をしないよう注意すること。また、
軟化させた本品の温度が適当かどうか確認してから患者に
使用すること。
- 2) 採得した印象は、血液・唾液などを充分洗浄後、必要に応じ
消毒を行うこと。[感染症を引き起こす可能性がある]

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患
者には使用しないこと。
 - ②本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、
使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - ③本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術
者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を
起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受ける
こと。
 - ④本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しな
いこと。
 - ⑤本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・室温で保管する。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理
する。