

歯科材料 02 歯冠材料
管理医療機器 歯科セラミックス用着色材料（70823000）
（歯科用陶材（70801000）、歯科メタルセラミック修復用陶材（70802000）、歯科加圧成形用セラミックス（70806020））

ジーシー イニシャル ステイン

【形状・構造及び原理等】

形状・構造
本品は、セラミックス系歯科修復物の色調調整を行うためのパウダー陶材、パウダー陶材を練和する練和液から構成されている。

本品は、以下の陶材・練和液があり、記載の成分を含有する。

陶 材	形状	主成分
Zr.AL.Ti. INvivo、INsitu	粉末	長石、二酸化ケイ素
MC.LF.PC. INvivo、INsitu		
MC/LF/PC INover		
Zr/AL/Ti グレーズ		
MC/LF/PC グレーズ		
Zr/AL/Ti インサイジオ		
MC/LF/PC インサイジオ		
フルオクリスタル		
練和液	形状	主成分
・Zr/AL/Ti INvivo-INsitu グレーズリキッド ・MC/LF/PC INvivo-INsitu グレーズリキッド	液体	アルコール類

【色調】

Zr.AL.Ti. INvivo/INsitu

陶 材		
Zr.AL.Ti.	INvivo	IV-1、IV-2、IV-3、IV-4、IV-5、IV-6、IV-7、IV-8、IV-9、IV-10、IV-11、IV-12、IV-13
	INsitu	IS-B、IS-R、IS-C
Zr/AL/Ti グレーズ		GL
Zr/AL/Ti インサイジオ		INC
練和液		
Zr/AL/Ti INvivo-INsitu グレーズリキッド		

MC.LF.PC INvivo/INsitu

陶 材		
MC.LF.PC	INvivo	IV-1、IV-2、IV-3、IV-4、IV-5、IV-6、IV-7、IV-8、IV-9、IV-10、IV-11、IV-12、IV-13
	INsitu	IS-B、IS-R、IS-C
MC/LF/PC グレーズ		GL
MC/LF/PC インサイジオ		INC
練和液		
MC/LF/PC INvivo-INsitu グレーズリキッド		

MC/LF/PC INover

陶 材	
IOA、IOB、IOC、IOD	
フルオクリスタル	
陶 材	
フルオクリスタル	

原理
陶材粉末を練和液で練和してセラミックス系修復物に塗布し、また塗布後に適用し、焼成することにより、色調調整を行う。

【使用目的又は効果】

セラミックス系歯科修復物の色調調整に用いる。

【使用方法等】

陶材粉末を練和液で練和し、セラミックス系歯科修復物に塗布して、歯科技工用ポーセレン焼成炉で焼成します。
Zr.AL.Ti. 系及びZr/AL/Ti系陶材の練和液は、各母材（例えばイニシャルZr-FS）の練和液を、MC.LF.PC. 系及びMC/LF/PC系陶材の練和液は、各母材（例えばイニシャルMC）の練和液を使用します。
本品の練和物を塗布するほか、各母材の粉末に本品を適量混合することも可能です。
本品の適用及び焼成は、使用する母材の説明書に従います。

【使用上の注意】

- 1）使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本材（本品）及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2）重要な基本的注意
①本品（パウダー、液）及び練和物は、目に入らないよう注意すること。万一、目に入ったときは、直ぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
②患者への装着時には良く洗浄し、汚染物質を除去すること。
③本品の切削・研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可したマスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
④本品の切削・研磨の際には、目の損傷を防ぐために保護めがねなどを使用すること。
⑤患者への装着の際には、ラバーダムを使用すること。
⑥患者への装着の際には、適切なセメント材（レジンセメントなど）を用いて装着すること。
⑦他の製品と混用しないこと。
⑧本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
⑨本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
⑩本品については、試験によるMR安全性評価を実施していない。（自己認証による）＊

【保管方法及び有効期間等】

- 【保管方法】
- ・本品の練和液は、高温場所での保管、蓋をとったままの保管は避ける。
 - ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー
主たる設計元：クレマ社（オーストリア共和国）
KLEMA Dentalprodukte GmbH

発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号
電話番号：（お客様窓口）0120-416480