

歯科材料 02 歯冠材料
管理医療機器 歯科セラミックス用着色材料 (70823000)
ジーシー イニシャル スペクトラムステイン

【形状・構造及び原理等】**

形状・構造

本品は、セラミックス系歯科修復物の色調調整を行うためのパウダー陶材、パウダー陶材を練和する練和液から構成されている。

本品は、以下の陶材・練和液があり、記載の成分を含有する。

陶 材	形状	主成分
SPS-1、SPS-2、SPS-3、SPS-4、SPS-5、 SPS-6、SPS-7、SPS-8、SPS-9、 SPS-10、SPS-11、SPS-12、SPS-13、 SPS-14、SPS-15、SPS-16、SPS-17、 SPS-18、SPS-19、SPS-20	粉末	二酸化ケイ素、 着色材
GL、GL-FLUO		
練和液	形状	主成分
グレーズリキッド	液体	アルコール類
グレーズペーストリキッド		

原理

陶材粉末を練和液で練和してセラミックス系修復物に塗布し、また塗布後に適用し、焼成することにより、色調調整を行う。

【使用目的又は効果】

セラミックス系歯科修復物の色調調整に用いる。

【使用方法等】

陶材粉末を練和液（グレーズリキッド もしくは グレーズペーストリキッド）で練和し、セラミックス系歯科修復物に塗布して、歯科技工用ポーセレン焼成炉で焼成します。

各母材（例えばジーシー イニシャル MC [認証番号：222AFBZX00142000]）の粉末に、本品の陶材（SPS-1～20）を混ぜて使用する場合は、本品の練和液ではなく、各母材の練和液を使用します。**

本品の適用及び焼成は、使用する母材の説明書に従います。

【使用方法等に関連する使用上の注意】**

- 詳しい使用方法は、本品のテクニカルマニュアル（ジーシーホームページから閲覧可能）を参照のこと。
- 適切な焼成スケジュールは、歯科技工用ポーセレン焼成炉の個体により異なるため、事前に試し焼き等で確認すること。（適切な温度で焼成した場合は焼成後に艶が出る。）
- 本品を焼成する際は、730℃を最低温度とし、塗布する材料に応じて焼成温度の調整を行うこと。

【使用上の注意】

- 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本材（本品）及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。

2) 重要な基本的注意

- ① 本品の使用により発疹等の過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- ③ 本品（パウダー、液）及び練和物は、目に入らないよう注意すること。万一、目に入ったときは、直ぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ④ 患者への装着時には良く洗浄し、汚染物質を除去すること。
- ⑤ 患者への装着の際には、ラバーダムを使用すること。
- ⑥ 患者への装着の際には、適切なセメント材（レジンセメントなど）を用いて装着すること。
- ⑦ 他社の製品と混用しないこと。**
- ⑧ 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑨ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ⑩ 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。（自己認証による）*

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本品は、直射日光及び高温多湿を避け、蓋を締めた状態で保管する。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【使用期限】

本品は、包装に記載の使用期限*までに使用すること。
※（例 EXP. 2028-01 は
使用期限2028年 1月 を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー
主たる設計元：クレマ社（オーストリア共和国）
KLEMA Dentalprodukte GmbH

発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号
電話番号：（お客様窓口）0120-416480